

TOPRO TROJA

STIFTUNG WARENTEST
testsieger
GUT 2,1
Im Test: 14 Rollatoren
test 9/2005
www.test.de



Einfach der Beste

- Extrem leichte Handhabung wegen geringen Gewichts und Einhand-Faltmechanismus
- Guter Reisegefährte durch kleines Packmaß und Memoryfunktion für Griffhöhe
- Versteckt sich in jeder Ecke und steht zusammengefaltet sicher auf allen 4 Rädern
- Mehr Sicherheit und Komfort durch gute Bodenhaftung und leises Rollen
- Überall Ausruhen auf bequemem Sitz (belastbar bis 150 kg)
- Ausgereifte Produktqualität mit Einsatz hochwertiger Materialien in allen Bauteilen
- Ausgezeichnetes Design und skandinavische Fertigungsqualität

TOPRO TROJA



Innovationen

- Weiteres Zubehör: Stockhalter klein, Luftbereifung, Einhand-Bremse, Namensschild, Schloss, Schirm u. v. m.

Produktvorteile

- Bestens geeignet für Menschen, die viel mit Auto, Taxi, Bus, Bahn oder Flugzeug unterwegs sind
- TOPRO Troja für Personen von ca. 150 cm bis 200 cm Körpergröße
- TOPRO Troja klein für Personen von ca. 135 cm bis 180 cm Körpergröße

Standardausstattung

- Einkaufsnetz bis max. 5 kg belastbar
- Griffhöhereinstellung mit Memoryfunktion
- Bequeme Sitzfläche
- Gut sichtbare Greifsnur für Klappmechanismus
- Reflektierende Sicherheitsstreifen
- Kantenabweiser
- Ankipphilfe

TECHNISCHE DATEN	TOPRO Troja	TOPRO Troja klein	TOPRO Troja mit Unterarmauflage	
HMV-Nummer	*	-	**	
Höhe der Stützpunkte	75 - 100	67 - 86	98 - 115	cm
Maximale Länge	65			cm
Maximale Breite	61	62		cm
Abstand zwischen den Stützpunkten	47	45		cm
Sitzhöhe, Seitenkante	62	54	62	cm
Sitzhöhe, Mitte	58	50	58	cm
Ø Vorder-/ Hinterrad	200			mm
Breite Vorder-/ Hinterrad	35			mm
Ø Handgriff	3,5			cm
Abstand Fahrbremse	6,5			cm
Höhe zus. geklappt	80	74	108	cm
Breite zus. geklappt	24	31		cm
Länge zus. geklappt	66			cm
Maximale Belastung	150	125	150	kg
Max. Belastung Netz	5			kg
Gewicht	7,4	7,1	9,1	kg
Garantie	5 Jahre auf Rahmen, ausgenommen Verschleißteile und Montage			

Alle Maßangaben können um jeweils eine Einheit nach oben oder unten abweichen. (z. B. ± 1 cm, ± 1 kg, $\pm 1^\circ$, ± 1 mm usw.)
Zur Philosophie von Handicare gehört eine ständige Produktverbesserung. Daher können die Informationen aus diesem Katalog von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen behalten wir uns vor.

* HMV-Nummer: 10.50.04.1110

** HMV-Nummer: 10.50.04.1129

