

LIEFERPROGRAMM ORTHOPÄDIE

Bandagen und Orthesen

Burbach+Goetz
Deutsche Sanitätshaus GmbH



Unser Kundenservice – immer für Sie da

SERVICE groß geschrieben

Kundenservice bedeutet für uns: erreichbar sein und immer ein offenes Ohr haben. Unsere Serviceteams kümmern sich mit Leidenschaft, Flexibilität und Verlässlichkeit um Ihre Anliegen.

Wir sind telefonisch **MO bis FR von 7.00-18.00 Uhr** und 24 Stunden täglich per E-Mail und Fax erreichbar.

Kundenservice bedeutet auch: kompetente Beratung. Sie profitieren bei uns von über 100 Jahren Erfahrung in der Kompressionstherapie. Unsere freundlichen und engagierten Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei allen Fragen weiter. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Unser Service auf einen Blick

- Allgemeine Information
- Produktberatung
- Auftragsannahme
- Auftragsstatus
- Änderung und Reparatur

Kundenservice



Edith Männer
Leitung Kundenservice

So erreichen Sie uns

Juzo Kundenservice Deutschland

Tel.: +49 (0)8251 901 0

Fax: 0800 08 35 393

E-Mail: bestellung@juzo.de

Juzo Kundenservice Österreich und Schweiz

Tel.: +49 (0)8251 901 300

Fax: +49 (0)8251 901 321

E-Mail: order@juzo.de

Juzo®

Über 100 Jahre Erfahrung in
der Kompressionstherapie

©/Ä&@^|

Burbach+Goetz

Deutsche Sanitätshaus GmbH



- Stegemannstraße 5-7 56068 Koblenz
- Tel: 02 61-133 88-0 Fax: 0261-13388-22
- Onlineshop: www.burbach-goetz.de
- E-Mail: info@burbach-goetz.de

Inhalt

Juzo® Orthopädie



Qualitätsstandards	04
Wirkungsweise von Bandagen und Orthesen	05



Sprunggelenk	
JuzoFlex® Bandagen	08
JuzoPro® Orthesen	14
Juzo® Schuheinlagen	18



Knie	
JuzoFlex® Bandagen	22
JuzoPro® Orthesen	36



Rücken/Hals	
JuzoFlex® Lumbal	42
JuzoPro® Cervicalstützen	44



Hand/Finger	
JuzoFlex® Bandagen	48
JuzoPro® Orthesen	51



Ellenbogen	
JuzoFlex® Bandagen	60
JuzoPro® Orthesen	63



Informationen	
Informationen zur Verordnung von Hilfsmitteln	65
Indikationstabellen	66

Qualitätsstandard



Oeko-Tex® Standard 100

„Oeko-Tex Standard 100“ ist ein weltweit einheitliches, unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen. Je intensiver der Hautkontakt eines Produkts ist, desto strengere human-ökologische Anforderungen muss es erfüllen.

Juzo Kompressionsgestricke aus dem Rund- und Flachstrickbereich sind mit dem Textilzeichen „Oeko-Tex Standard 100“ ausgezeichnet. Dadurch stellt die Firma Juzo sicher, dass sämtliche Bestandteile eines Produkts ausnahmslos human-ökologisch und gesundheitlich völlig unbedenklich sind. In ihrer Gesamtheit gehen die Anforderungen deutlich über bestehende nationale Gesetze hinaus.



CE-Kennzeichnung

Juzo Kompressionsgestricke erfüllen sämtliche Anforderungen des Medizinproduktegesetzes und der Richtlinie 93/42 EWG des Europäischen Rates.



ISO Zertifizierung

Bereits 1998 führte die Firma Juzo ein allgemeines Qualitätsmanagement-System ein und wurde als eines der ersten Unternehmen in der Branche nach EN ISO 9001 und EN 46001 zertifiziert. Aktuell ist Juzo nach EN ISO 9001 und EN ISO 13485, der Nachfolgenorm der EN 46001, zertifiziert.

Wirkweise von Bandagen und Orthesen

JuzoFlex® – das Bandagen-Programm

JuzoFlex Bandagen sind anatomiegerechte und indikationsspezifische Produktlösungen zur Durchführung der Kompressionstherapie. Der hohe Anspruch an Qualität, medizinischer Wirksamkeit und Tragekomfort kennzeichnet alle Juzo Produkte.

JuzoFlex Bandagen entlasten und führen beeinträchtigte Gelenke in der Bewegung. Moderne, funktionsgerechte Kompressionsgestricke umschließen die erkrankten Gelenke und üben einen flächenhaften, komprimierenden Druck der Kompressionsklasse 2 aus.

Die Folge: Ausgleich der muskulären Dysbalance über eine Aktivierung der Propriozeption und damit verbunden eine verbesserte muskuläre Eigenstabilisierung des Gelenks.

Für jedes Gelenk spezifisch eingearbeitete Pelotten aus viscoelastischem Material sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung in Gelenkunterschneidungen hinein (z. B. um die Patella). Sie entlasten die druckempfindlichen Bereiche und sorgen während der Bewegung des Gelenks für eine intermittierende Kompression, also einen massageähnlichen Effekt. Dieser Effekt ermöglicht den Abbau von Schwellflüssigkeiten und verbessert dadurch die Gelenkbeweglichkeit.

JuzoFlex® Bandagen wirken:

komprimierend	gleichmäßiger Druck auf die darunter liegenden Weichteile
propriozeptiv	Verbesserung des Muskelspiels zwischen Beuger und Strecker
nozizeptiv	Reduktion des Schmerzempfindens
rheologisch	Abbau von Schwellflüssigkeiten

JuzoPro® – das Orthesen-Programm

JuzoPro Orthesen dienen der indikationsgerechten Stabilisierung, Entlastung und Führung von erkrankten bzw. verletzten Gelenken. Ausgewählte Materialien bieten ein Höchstmaß an Funktionalität und Tragekomfort.

Ob die Entlastung und Stabilisierung der Gelenkfunktion oder die vollkommene Bewegungslimitierung bis hin zur gradgenauen Freigabe des Bewegungsausmaßes, JuzoPro Orthesen sind auf die Erfordernisse der Behandlung abgestimmt und unterstützen somit den Behandlungserfolg.

JuzoPro® Orthesen wirken:

entlastend
führend und stabilisierend
immobilisierend und korrigierend



Sprunggelenk

Das Sprunggelenk ist eines der am stärksten belasteten Gelenke des Körpers, da es bei jedem Schritt die gesamte Körperlast zu tragen hat und auf den Boden umsetzen muss.

Eine Reihe von Bändern hält das Sprunggelenk. Bandverletzungen, z. B. ein Innen- oder Außenbandriss am Sprunggelenk gehören zu den häufigsten Verletzungen des Gelenks. Meistens entstehen sie durch Umknicken oder Verdrehen des Fußes. Schmerzen und Bewegungseinschränkungen sind die Folge. Auch können Schwellungen und Blutergüsse entstehen.

Bandagen und Orthesen von Juzo beschleunigen die Heilung bei Verletzungen oder anderen Sprunggelenkbeschwerden. Zudem schützen und stabilisieren sie das Gelenk und verbessern so die Bewegungsmöglichkeiten. Spezielle Sprunggelenkorthesen stellen das verletzte Gelenk ruhig und fördern den Heilungsprozess.

JuzoFlex® Malleo Xtra

Sprunggelenkbandage mit Silikonpelotten



reddot design award
winner 2012

Art. Nr. 1602



Latexfrei



Flachstrick



Komfort-Gestrick



Besonders
Atmungsaktiv



Funktionszone

Indikationen

- Schnellere Resorption von Ödemen, Ergüssen und Hämatomen
- Nach chirurgischen Eingriffen am Sprunggelenk
- Degenerative Gelenkerkrankungen
- Reizzustände des Sprunggelenks
- Frühmobilisation
- Linderung des Achillessehnen Schmerzes

Rezeptierung

JuzoFlex Malleo Xtra

Hilfsmittelnummer

05.02.01.0068

Ausführung

Seriengrößen 1-6

Universell rechts und links einsetzbar



Seriengrößen

Länge

ca. 18 cm

Eigenschaften

- Spezielle Dehnzone:
Ermöglicht leichtes An- und Ausziehen der Bandage
- Komfortzone im Ristbereich:
Vermeidet Faltenbildung, somit angenehmer Tragekomfort im Ristbereich
- Perfekte Passform: Anatomisch formgestrickt in der KKL 2 auch in der Ferse
- Atmungsaktives, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
- Druckminimierte Abschlussränder: Kein Abschnüren
- Zwei anatomisch geformte Silikonpelotten für massageähnlichen Effekt in der Bewegung



Farben:

Anthrazit

Beige



Maßtabelle

		Umfangmaß in cm					
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
JuzoFlex® Malleo Xtra Art. 1602		17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29

JuzoFlex® Malleo Xtra strong

Sprunggelenkbandage mit Silikonpelotten und zusätzlichen Gurtelementen

Art. Nr. 1603



Latexfrei



Flachstrick



Komfort-Gestrick



Besonders
Atmungsaktiv



Funktionszone

Indikationen

- Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks
- Frühfunktionelle Therapie von Kapselbandzerrungen des oberen bzw. unteren Sprunggelenks
- Bandinsuffizienz
- Supinationsprophylaxe, besonders bei sportlichen Aktivitäten
- Nach Gipsverband

Rezeptierung

JuzoFlex Malleo Xtra strong

Hilfsmittelnummer

05.02.01.2007

Ausführung

Seriengrößen 1-6
Für rechts oder links



Seriengrößen

Länge

ca. 18 cm

Eigenschaften

- Zusätzliche Gurtelemente ermöglichen eine optimale Stabilisierung ohne dass der Tragekomfort reduziert wird
- Spezielle Dehnzone: Ermöglicht leichtes An- und Ausziehen der Bandage
- Komfortzone im Ristbereich: Vermeidet Faltenbildung, somit angenehmer Tragekomfort
- Perfekte Passform: Anatomisch formgestrickt in der KKL 2 auch in der Ferse
- Atmungsaktives, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
- Druckminimierte Abschlussränder: Kein Abschnüren
- Zwei anatomisch geformte Silikonpelotten für massageähnlichen Effekt in der Bewegung




Farben:

Anthrazit

Beige



Maßtabelle

	Umfangmaß in cm					
	1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
JuzoFlex® Malleo Xtra strong Art. 1603 	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29

JuzoFlex® Malleo 727

Sprunggelenkbandage mit Silikonpelotten

Art. Nr. 3082



Latexfrei



Flachstrick

Indikationen

- Schnellere Resorption von Ödemen, Ergüssen und Hämatomen
- Nach chirurgischen Eingriffen am Sprunggelenk
- Degenerative Gelenkerkrankungen
- Reizzustände des Sprunggelenks
- Frühmobilisation
- Linderung des Achillessehnschmerzes



Farben: Anthrazit Beige

Rezeptierung

JuzoFlex Malleo 727

Hilfsmittelnummer

05.02.01.0005

Ausführung

Seriengrößen 1-6
Maßanfertigung (in Farbe Beige erhältlich)
Universell rechts und links einsetzbar



Seriengrößen



Maßanfertigung

Länge

ca. 16 cm

Eigenschaften

- Zwei Silikonpelotten – in Verbindung mit der Kompression wird ein intermittierender Massageeffekt ausgeübt
- Ödeme und Ergüsse werden schneller resorbiert
- Asymmetrisch gebildete Ferse – dadurch hervorragende Passform

Maßtabelle

		Umfangmaße in cm						
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL	
JuzoFlex® Malleo 727 Art. 3082		cB	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29
	cY	26 - 28	28 - 30	30 - 32	32 - 34	34 - 36	36 - 38	
	cA	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	

JuzoFlex® Achill Xtra

Achillessehnenbandage mit Silikoneinlage

Art. Nr. 1601



Latexfrei



Flachstrick



Komfort-Gestrick



Besonders
Atmungsaktiv



Funktionszone

Indikationen

- Achillodynie
- Akute und chronische Achillessehnenentzündung
- Reizzustände (posttraumatisch, postoperativ)
- Achillobursitis
- Linderung des Achillessehnen Schmerzes

Rezeptierung

JuzoFlex Achill Xtra

Hilfsmittelnummer

05.02.01.1014

Ausführung

Seriengrößen 1-6

Universell rechts und links einsetzbar



Seriengrößen



Farben:

Anthrazit

Beige

Länge

ca. 18 cm

Eigenschaften

- Anatomisch geformte, viscoelastische Silikoneinlage zur gleichmäßigen Druckverteilung im paraachillären Bereich
- Inkl. zwei Fersenkeile (zusätzliche Zugentlastung der Achillessehne)
- Spezielle Dehnzone: Ermöglicht leichtes An- und Ausziehen der Bandage
- Komfortzone im Ristbereich: Vermeidet Faltenbildung, somit angenehmer Tragekomfort
- Perfekte Passform: Anatomisch formgestrickt in der KKL 2 auch in der Ferse
- Atmungsaktive, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
- Druckminimierte Abschlussränder: Kein Abschnüren

Maßtabelle

		Umfangmaß in cm					
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
JuzoFlex® Achill Xtra Art. 1601		17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29

JuzoFlex® Malleo 717

Sprunggelenkbandage

Art. Nr. 3512



Latexfrei



Rundstrick

Indikationen

- Distorsionsneigung/-folgen des Sprunggelenks
- Schnellere Resorption von Ödemen, Ergüssen und Hämatomen
- Degenerative Gelenkerkrankungen
- Reizzustände des Sprunggelenks
- Frühmobilisation

Rezeptierung

JuzoFlex Malleo 717

Hilfsmittelnummer

(nicht erstattungsfähig)

Ausführung

Seriengrößen 1-6
Universell rechts und links einsetzbar



Seriengrößen



Farben:

Anthrazit

Beige

Länge

ca. 16 cm

Eigenschaften

- Sehr feinmaschig
- Nicht auftragend
- Nahtlose Sprunggelenkbandage

Maßtabelle

		Umfangmaße in cm					
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
JuzoFlex® Malleo 717 Art. 3512 	cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
	cY	27 - 29	29 - 31	31 - 33	33 - 35	35 - 37	37 - 39
	cA	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30

JuzoFlex® Malleo 707

Sprunggelenkbandage

Art. Nr. 3022



Latexfrei



Flachstrick

Indikationen

- Distorsionsneigung/-folgen des Sprunggelenks
- Schnellere Resorption von Ödemen, Ergüssen und Hämatomen
- Degenerative Gelenkerkrankungen
- Reizzustände des Sprunggelenks
- Frühmobilisation

Rezeptierung

JuzoFlex Malleo 707

Hilfsmittelnummer

(nicht erstattungsfähig)

Ausführung

Seriengrößen 1-6
Maßanfertigung
Universell rechts und links einsetzbar
Auch in Ausführung „kurz“ erhältlich



Seriengrößen



Maßanfertigung

Länge

normal, ca. 16 cm
kurz, ca. 12 cm

Eigenschaften

- Asymmetrisch gebildete Ferse – dadurch hervorragende Passform
- Sprunggelenkbandage mit Naht



Farbe:

Beige

Maßtabelle

		Umfangmaße in cm					
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
JuzoFlex® Malleo 707 Art. 3022 	cB	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29
	cY	26 - 28	28 - 30	30 - 32	32 - 34	34 - 36	36 - 38
	cA	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29

JuzoPro® Malleo light

Sprunggelenkorthese in Schalenbauweise

Art. Nr. 7008

- Indikationen**
- Konservative und postoperative Versorgung von Bandverletzungen am oberen Sprunggelenk
 - Chronische Instabilität des oberen Sprunggelenks
 - Nach Bänderläsionen und/oder Distorsionen
 - Stabilisierung des Sprunggelenks beim Sport

Rezeptierung JuzoPro Malleo light

Hilfsmittelnummer 23.02.02.0070

Ausführung Universalgröße
Universell rechts und links einsetzbar

Höhe ca. 25 cm

- Eigenschaften**
- Individuell anpassbare Verschlussgurte und Fersenband für optimale Passform
 - Ausgewählte Materialien für angenehmen Tragekomfort
 - Funktionelle Konstruktion mit großer Knöchelaussparung des Stabilisierungselementes
 - Anschmiegsames und doch stabiles Stabilisierungselement
 - Extrem schmal gehaltene Orthese, welche problemlos in jedem Schuh getragen werden kann



Farbe: Anthrazit

JuzoPro® Malleo

Sprunggelenkorthese mit innovativer Polsterung

Art. Nr. 7009

Indikationen

- Konservative und postoperative Versorgung von Bandverletzungen am oberen Sprunggelenk
- Chronische Instabilität des oberen Sprunggelenks
- Nach Bänderläsionen und/oder Distorsionen
- Stabilisierung des Sprunggelenks beim Sport
- Gipsersatz

Rezeptierung

JuzoPro Malleo

Hilfsmittelnummer

23.02.02.0035

Ausführung

Universalgröße
Universell rechts und links einsetzbar

Höhe

ca. 24 cm

Eigenschaften

- Ergonomisch geformte Polster passen sich perfekt der Anatomie an
- Zwei unelastische Klettband-Verschlüsse und das Fersenband können jederzeit therapiegerecht eingestellt werden
- Durch ihre Form ist die Orthese in nahezu jedem Schuh tragbar



Farbe: Anthrazit

JuzoPro® Malleo strong

Sprunggelenkorthese mit medialem Stabilisierungselement

Art. Nr. 7007

- Indikationen**
- Chronische Sprunggelenkinstabilität
 - Leichte Weichteilverletzungen
 - Kapsel-/Bandverletzungen des oberen Sprunggelenks (z. B. Bänderrisse, Zerrungen)
 - Nach Bänderläsionen und/oder Distorsionen
 - Stabilisierung des Sprunggelenks beim Sport

Rezeptierung JuzoPro Malleo strong

Hilfsmittelnummer 23.02.02.1034

Ausführung

Seriengrößen 1-2

Für rechts oder links



Höhe ca. 24 cm

- Eigenschaften**
- Funktionelle Konstruktion
 - Zuverlässige Stabilisierung durch eine anatomisch geformte Aluminiumschiene (medial) mit Einfassung des Vorfußes
 - Individuell anpassbare Verschlussgurte
 - Ausgewählte luftdurchlässige Materialien leiten Feuchtigkeit von der Haut ab, so ist die Orthese optimal bei körperlicher Belastung einsetzbar
 - Durch ihre schlanke Form ist die Orthese in nahezu jedem Schuh tragbar
 - Beigelegte kompressive Unterziehsocle verbessert den Abbau von Schwellungen

Maßtabelle

		Schuhgröße	
		1	2
JuzoPro® Malleo strong Art. 7007		<41	>41



Farbe: Anthrazit



Diagonalzug gegen Talusvorschub

Ein Diagonalzug über dem Rist verhindert einen Talusvorschub, die Verschiebbarkeit des Sprungbeins nach vorne. Die Orthese stabilisiert zuverlässig und ist einfach in der Handhabung.



Mediale Stabilisierung

Zuverlässige Stabilisierung durch eine innenseitig (medial) angebrachte, anatomisch geformte Aluminiumschiene. Ein Druck auf den verletzten Außenknöchel wird vermieden.



Kompressive Unterziehschle

Die separate Unterziehschle beschleunigt den Abbau von Schwellungen bei Bewegung und sorgt so für den optimalen Therapieerfolg. Kompressionschle sowie Orthese können als einzelne Bestandteile auch getrennt voneinander genutzt werden.

Juzo® Verkürzungsausgleich



Fersenpolster aus Silikon zum Verkürzungsausgleich

Art. Nr. 9661

- Indikationen**
- Beinlängendifferenz
 - Beckenschiefstand
 - Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)
 - Fersensporn/Calcaneussporn
 - Stoßabsorption

Rezeptierung Juzo Verkürzungsausgleich

Hilfsmittelnummer 08.03.06.1013

Ausführung Seriengrößen S-XL
Universell rechts und links einsetzbar




Farbe: Transparent

Höhe 5 / 8 / 10 mm

- Eigenschaften**
- 100 % Silikon
 - Stückweise erhältlich

Maßtabelle

	Schuhgröße			
	S	M	L	XL
Juzo® Verkürzungsausgleich Art. 9661 Höhe: 5 / 8 / 10 mm 				
	33 - 35	36 - 39	40 - 43	44 - 47

Juzo® Fersenspornpolster



Fersenpolster aus Silikon mit Soft-Spot

Art. Nr. 9662

- Indikationen**
- Fersensporn/Calcaneussporn
 - Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)
 - Beinlängendifferenz
 - Beckenschiefstand
 - Stoßabsorption

Rezeptierung Juzo Fersenspornpolster

Hilfsmittelnummer 08.03.06.0068

Ausführung Seriengrößen S-L
Paarweise zu tragen




Farbe: Transparent

Höhe ca. 5 mm

- Eigenschaften**
- Inkl. nierenförmigen Soft-Spot mit stoßdämpfender Wirkung
 - 100 % Silikon
 - Paarweise erhältlich

Maßtabelle

	Schuhgröße		
	S	M	L
Juzo® Fersenspornpolster Art. 9662 			
	< 38	39 - 42	43 - 46



Knie

In Deutschland leiden etwa 10 Millionen Menschen regelmäßig an Knieschmerzen. Kein Wunder, denn das Knie ist nicht nur das größte Gelenk im menschlichen Körper, sondern auch eines der am meisten beanspruchten.

Kniegelenksbeschwerden zeigen sich je nach Ursache unterschiedlich. Äußerlich machen sich die Beschwerden als Rötungen, Schwellungen oder Ergüsse bemerkbar. Die Betroffenen leiden meist unter ziehenden oder stechenden Schmerzen. Schon bei alltäglichen Bewegungen wie Treppensteigen oder beim Aufstehen nach längerem Sitzen können Knieschmerzen auftreten.

Kniebandagen nehmen den anfänglichen Bewegungsschmerz, geben sicheren Halt, führen das Knie und die Kniescheibe. Außerdem sorgen sie in der Bewegung für eine verbesserte Durchblutung im erkrankten Gelenk. Um Operationsergebnisse dauerhaft zu sichern oder konservativ behandelte Instabilitäten zu schützen, sind Orthesen in der Therapie unverzichtbar.



JuzoFlex® Genu Xtra STYLE / Genu Xtra-Wide STYLE

Kniebandage in 6 Neon-Farbkombinationen

Art. Nr. 1611

- Indikationen**
- Posttraumatische Ödeme
 - Luxationsneigung der Patella
 - Arthrose im Femoro-Patellar-Gelenk
 - Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse
 - Nach Ruhigstellung zur Frühmobilisation
 - Nach chirurgischen Eingriffen
 - Nach Verstauchungen
 - Nach Frakturen, Prellungen
 - Subluxation und Dislokation der Patella
 - Meniscopathie

Rezeptierung JuzoFlex Genu Xtra STYLE/JuzoFlex Genu Xtra-Wide STYLE

Hilfsmittelnummer 05.04.01.0119

Ausführung Seriengrößen 1-6/3-7 (JuzoFlex Genu Xtra-Wide STYLE)



Universell rechts und links einsetzbar

Seriengrößen

Länge JuzoFlex Genu Xtra STYLE ca. 32 cm/JuzoFlex Genu Xtra-Wide STYLE ca. 37 cm

- Eigenschaften**
- 6 Neon-Farbkombinationen
 - Längselastischer Dehnungsbereich oberhalb des Patellarings
 - Anatomisch formgestrickt mit Spiralstäben für funktionsgerechten Sitz
 - Komfortzone in der Kniekehle
 - Atmungsaktives und hautfreundliches Komfort-Gestrick
 - Anatomisch geformter Patellaring aus Polyurethan – geringes Gewicht, daher kaum Rutschneigung
 - JuzoFlex Genu Xtra-Wide STYLE: Extra weit mit Haftrand für starke Oberschenkel

Maßtabelle


		Umfangmaße in cm						
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL	
JuzoFlex® Genu Xtra STYLE Art. 1611		cF	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56
		cE	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49
		cD	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46
		Umfangmaße in cm						
		3 M-Wide	4 L-Wide	5 XL-Wide	6 XXL-Wide	7 XXXL-Wide		
JuzoFlex® Genu Xtra-Wide STYLE Art. 1611-Wide mit Haftrand		cF	47 - 51	50 - 54	53 - 57	56 - 60	59 - 64	
		cE	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49	49 - 52	
		cD	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49	



Pink Heat




Ionic Blue



Dark Blue Sensation



Glowing Green



JuzoFlex Genu Xtra-Wide STYLE

- Extra weit für Patienten mit starken Oberschenkeln
- Noppenhafrand für perfekten Halt



Luminous Orange



Purple Lightning

JuzoFlex® Genu Xtra/Genu Xtra-Wide

Kniebandage mit spezieller Dehnzone

Art. Nr. 1610

Indikationen

- Posttraumatische Ödeme
- Luxationsneigung der Patella
- Arthrose im Femoro-Patellar-Gelenk
- Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse
- Nach Ruhigstellung zur Frühmobilisation
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Nach Verstauchungen
- Nach Frakturen, Prellungen
- Subluxation und Dislokation der Patella
- Meniscopathie

Rezeptierung

JuzoFlex Genu Xtra/JuzoFlex Genu Xtra-Wide

Hilfsmittelnummer

05.04.01.0106

Ausführung

Seriengrößen 1-6/3-7 (JuzoFlex Genu Xtra-Wide)
Universell rechts und links einsetzbar



Länge

JuzoFlex Genu Xtra ca. 32 cm
JuzoFlex Genu Xtra-Wide ca. 37 cm

Eigenschaften

- Längselastischer Dehnungsbereich oberhalb des Patellarings
- Anatomisch formgestrickt mit Spiralstäbe für funktionsgerechten Sitz
- Komfortzone in der Kniekehle
- Atmungsaktives, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
- Anatomisch geformter Patellaring aus Polyurethan – geringes Gewicht, daher kaum Rutschneigung
- JuzoFlex Genu Xtra-Wide: Extra weit mit Hafrand für starke Oberschenkel

Maßtabelle

		Umfangmaße in cm						
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL	
JuzoFlex® Genu Xtra Art. 1610		cF	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56
		cE	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49
		cD	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46
		Umfangmaße in cm						
		3 M-Wide	4 L-Wide	5 XL-Wide	6 XXL-Wide	7 XXXL-Wide		
JuzoFlex® Genu Xtra-Wide Art. 1610-Wide mit Hafrand		cF	47 - 51	50 - 54	53 - 57	56 - 60	59 - 64	
		cE	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49	49 - 52	
		cD	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49	



Latexfrei



Flachstrick



Komfort-Gestrick



Besonders
Atmungsaktiv



Funktionszone



Farben: Anthrazit Beige




Komfortzone in der Kniekehle

Im Bereich der Kniebeuge gewährleistet die spezielle Gestricktechnik einen perfekten Sitz und vermeidet Faltenbildung. Die Beugesehnen des Bizeps Femoris (Beinbeuger) werden deutlich entlastet und geschont. Großzügige Auslaufzonen ober- und unterhalb dieser Komfortzone ermöglichen einen fließenden Übergang zum normalen Kompressionsgestrick.



Spezielle Dehnzone oberhalb des Patellarings

Der längselastische Dehnungsbereich oberhalb des Patellarings sorgt für einen optimalen Sitz der Bandage – auch bei einem Beugewinkel des Knies von weit über 90 Grad.



JuzoFlex Genu Xtra-Wide

- Extra weit für Patienten mit starken Oberschenkeln
- Noppenhafrand für perfekten Halt

JuzoFlex® Genu 500/Genu 505 Comfort

Kniebandage mit Patellaring

Art. Nr. 3212



Latexfrei



Flachstrick

Indikationen

- Posttraumatische Ödeme
- Luxationsneigung der Patella
- Arthrose im Femoro-Patellar-Gelenk
- Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse
- Nach Ruhigstellung zur Frühmobilisation
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Nach Verstauchungen
- Nach Frakturen, Prellungen
- Subluxation und Dislokation der Patella
- Meniscopathie



Farben: Anthrazit Beige Navy
nur 505

Rezeptierung

JuzoFlex Genu 500/JuzoFlex Genu 505 Comfort

Hilfsmittelnummer

05.04.01.0031

Ausführung

Seriengrößen 1-6
Maßanfertigung (in Farbe Beige erhältlich)
Universell rechts und links einsetzbar



Seriengrößen



Maßanfertigung

Länge

ca. 30 cm

Eigenschaften

- Anatomischer Patellaring zur Druckentlastung der Patella
- Patellaring übt einen zusätzlichen Massageeffekt auf die Weichteile aus
- Schnellere Resorption von Ödemen und Ergüssen
- Seitliche Doppelspiralen zur Stabilisierung des Knies

JuzoFlex Genu 500: Spezialgestrick in der Kniekehle verhindert Abschnürungen beim Beugen

JuzoFlex Genu 505 Comfort: Comfortkissen in der Kniekehle – für verbesserten Tragekomfort auch bei längerem Sitzen

Maßtabelle

	Umfangmaße in cm						
	1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL	
JuzoFlex® Genu 500 / 505 Art. 3212	cF	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56
	cE	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49
	cD	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46

JuzoFlex® Genuaktiv

Kniebandage mit halbmondförmigen, asymmetrischen Pelotten

Art. Nr. 3242



Latexfrei



Flachstrick

Indikationen

- Posttraumatische Ödeme
- Luxationsneigung der Patella
- Arthrose im Femoro-Patellar-Gelenk
- Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse
- Nach Ruhigstellung zur Frühmobilisation
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Nach Verstauchungen
- Nach Frakturen, Prellungen
- Subluxation und Dislokation der Patella



Navy

Anthrazit

Beige
nur Maß

Rezeptierung

JuzoFlex Genuaktiv

Hilfsmittelnummer 05.04.01.0029



Seriengrößen

Ausführung

Seriengrößen 1-6

Maßanfertigung (in Farbe Beige erhältlich)

Für rechts oder links



Maßanfertigung

Länge

ca. 30 cm

Eigenschaften

- Halbmondförmige, asymmetrische Pelotten zur Druckentlastung und Führung der Patella
- Comfort-Kissen in der Kniekehle – für verbesserten Tragekomfort auch bei längerem Sitzen
- Seitliche Doppelspiralen zur Stabilisierung des Knies

Maßtabelle

		Umfangmaße in cm						
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL	
JuzoFlex® Genuaktiv Art. 3242		cF	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56
	cE	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49	
	cD	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	

JuzoFlex® Hamburger Patellabandage®

Kniebandage mit Patellasehnengurt nach Prof. v. Torklus

Art. Nr. 3722



Latexfrei



Flachstrick

Indikationen

- Osteochondrosis dissecans der Patella
- Sog. Patellaspitzen-Syndrom
- Chondromalacia patellae
- Chondropathia patellae
- Subluxation und nach Dislokation der Patella
- Morbus Schlatzer
- Patellaarthrose

Rezeptierung

JuzoFlex Hamburger Patellabandage

Hilfsmittelnummer

23.04.05.0008

Ausführung

Seriengrößen 1-6
 Maßanfertigung
 Für rechts oder links
 Auf Wunsch mit offener Patella



Seriengrößen



Maßanfertigung

Länge

ca. 25 cm

Eigenschaften

- Verstellbarer Gurt unterhalb der Patella, zur Druckausübung auf den Patellasehnenansatz
- Seitliche Spiralen
- Bewegungsfreundliches Kniemittelteil



Farbe:

Beige

Maßtabelle

		Umfangmaße in cm					
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
JuzoFlex® Hamburger Patellabandage® Art. 3722	cF	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56
	cE	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49
	cD	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46

JuzoFlex® Genu 404

Kniebandage mit hufeisenförmiger Pelotte

Art. Nr. 3922



Latexfrei



Flachstrick

- Indikationen**
- Subluxation und Dislokation der Patella
 - Prophylaxe beim Sport

Rezeptierung JuzoFlex Genu 404

Hilfsmittelnummer 23.04.05.0009

Ausführung Seriengrößen 1-6
Maßanfertigung
Für rechts oder links



Seriengrößen



Maßanfertigung

Länge ca. 30 cm



Farbe: Beige

- Eigenschaften**
- Hufeisenförmige Pelotte zur verbesserten Führung der Patella in ihrem Gleitlager
 - Verstellbarer Gurt oberhalb des Knies zur Druckregulierung
 - Spezialgestrick in der Kniekehle verhindert Abschnürungen beim Beugen
 - Anatomisch abgewinkelt
 - Offene Patella
 - Seitliche Doppelspiralen zur Stabilisierung des Knies

Maßtabelle

	Umfangmaße in cm						
	1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL	
JuzoFlex® Genu 404 Art. 3922 	cF	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56
	cE	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49
	cD	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46

JuzoFlex® Patellaligner

Kniebandage mit patellarer und condylärer Pelotte

Art. Nr. 1802



Latexfrei



Flachstrick

- Indikationen**
- Habituelle Patellaluxation, bedingt durch eine Schwäche des Musculus vastus medialis
 - Chondropathia patellae, verursacht durch Patellaluxation
 - Infra- und suprapatellare Tendinitis

Rezeptierung JuzoFlex Patellaligner

Hilfsmittelnummer 23.04.05.0010

Ausführung Seriengrößen 1-6
Maßanfertigung
Für rechts oder links



Seriengrößen



Maßanfertigung

Länge ca. 30 cm



Farbe: Beige

- Eigenschaften**
- Patellare und condyläre Pelotte zur Unterstützung der Patella in der Bewegungsphase
 - Verstellbarer elastischer Gurt zur Fixierung der lateralen Pelotte
 - Seitliche Doppelspiralen zur Stabilisation des Knies
 - Offene Patella

Maßtabelle

		Umfangmaße in cm						
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL	
JuzoFlex® Patellaligner Art. 1802		cF	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56
	cE	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49	
	cD	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	

JuzoFlex® Genu 100

Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen

Art. Nr. 1402



Latexfrei



Flachstrick

Indikationen

- Kreuzband- oder Seitenbandläsionen
- Bänderdehnungen und -schwächen
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Meniscopathie
- Kniearthrosen
- Wackelknie

Rezeptierung

JuzoFlex Genu 100
JuzoFlex Genu 100 mit Klettverschluss

Hilfsmittelnummer

Abrechnung über Kostenvoranschlag möglich

Ausführung

Seriengrößen 1-6
Maßanfertigung
Universell rechts und links einsetzbar
Auf Wunsch mit offener Patella

123...

Seriengrößen



Maßanfertigung

Ausführung mit Klettverschluss (offene Patella):
Klettverschlüsse mit Umlenkschlaufen
für individuelle Kompressionsdosierung

Länge

ca. 30 cm

Farbe:

Beige

Eigenschaften

- Anatomisch formbare Gelenkschienen mit/ohne Anschlag
- Unelastischer Wadengurt zur Stabilisierung der Bandage am Kniegelenk

Maßtabelle

JuzoFlex® Genu 100 Art. 1402	Umfangmaße in cm						
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
	cF	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56
	cE	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49
	cD	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46



JuzoFlex® Genu 300

Kniebandage mit bewegungsfreundlichem Kniemittelteil

Art. Nr. 3022



Latexfrei



Flachstrick

Indikationen

- Nach Verstauchungen
- Nach Prellungen

Rezeptierung

JuzoFlex Genu 300
JuzoFlex Genu 300 Cotton

Hilfsmittelnummer

(nicht erstattungsfähig)

Ausführung

Seriengrößen 1-6
Maßanfertigung
Universell rechts und links einsetzbar
Auf Wunsch mit offener Patella



Seriengrößen



Maßanfertigung



Mit Baumwolle



Farbe: Beige

Maßanfertigung auch mit Baumwolle möglich:
JuzoFlex Genu 300 Cotton

Eigenschaften

- Bewegungsfreundliches Kniemittelteil
- Kniebandage mit Naht

Maßtabelle

	Umfangmaße in cm						
	1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL	
JuzoFlex® Genu 300 Art. 3022 	cF	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56
	cE	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49
	cD	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46

JuzoFlex® Genu 323

Kniebandage mit seitlichen Doppelspiralen

Art. Nr. 3222



Latexfrei



Flachstrick

Indikationen

- Kniegelenkdistorstionen und -ergüsse
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Posttraumatische Ödeme
- Nach Verstauchungen
- Nach Frakturen
- Nach Prellungen

Rezeptierung

JuzoFlex Genu 323
JuzoFlex Genu 323 Cotton

Hilfsmittelnummer (nicht erstattungsfähig)

Ausführung

Seriengrößen 1-6
Maßanfertigung
Universell rechts und links einsetzbar
Auf Wunsch mit offener Patella

Maßanfertigung auch mit Baumwolle möglich:
JuzoFlex Genu 323 Cotton



Seriengrößen



Maßanfertigung



Mit Baumwolle



Farbe: Beige

Länge

ca. 30 cm

Eigenschaften

- Seitliche Doppelspiralen zur Stabilisierung des Knies
- Anatomisch abgewinkelt
- Spezialgestrick in der Kniekehle – verhindert Abschnürungen beim Beugen

Maßtabelle

		Umfangmaße in cm						
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL	
JuzoFlex® Genu 323 Art. 3222		cF	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56
	cE	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49	
	cD	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	

JuzoFlex® Genu 303

Kniebandage mit bewegungsfreundlicher Kniegelenkzone

Art. Nr. 3062



Latexfrei



Rundstrick

- Indikationen**
- Nach Verstauchungen
 - Nach Prellungen

Rezeptierung JuzoFlex Genu 303

Hilfsmittelnummer (nicht erstattungsfähig)

Ausführung Seriengrößen 1-6
Universell rechts und links einsetzbar
Auf Wunsch mit offener Patella



Seriengrößen

Länge ca. 25 cm

- Eigenschaften**
- Bewegungsfreundliche Kniegelenkzone
 - Nahtlose Kniebandage



Farben: Anthrazit Beige

Maßtabelle

JuzoFlex® Genu 303 Art. 3062	Umfangmaße in cm						
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
cF	38 - 39,5	39,5 - 42	42 - 45	45 - 48,5	48,5 - 52	52 - 56	
cE	31 - 32,5	32,5 - 35	35 - 38	38 - 41,5	41,5 - 45	45 - 49	
cD	28 - 29,5	29,5 - 32	32 - 35	35 - 38,5	38,5 - 42	42 - 46	

JuzoFlex® Genu 320

Kniebandage mit Spezialgestrick in der Kniekehle

Art. Nr. 3262



Latexfrei



Rundstrick

Indikationen

- Kniegelenkdistorionen und -ergüsse
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Posttraumatische Ödeme
- Nach Verstauchungen
- Nach Frakturen
- Nach Prellungen

Rezeptierung

JuzoFlex Genu 320

Hilfsmittelnummer

(nicht erstattungsfähig)

Ausführung

Seriengrößen 1-6

Universell rechts und links einsetzbar

Auf Wunsch mit offener Patella



Seriengrößen



Farben:

Anthrazit

Beige

Länge

ca. 30 cm

Eigenschaften

- Seitliche Doppelspiralen zur Stabilisierung des Knies
- Anatomisch abgewinkelt
- Spezialgestrick in der Kniekehle – verhindert Abschnürungen beim Beugen
- Nahtlose Kniebandage

Maßtabelle

JuzoFlex® Genu 320 Art. 3262	Umfangmaße in cm						
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
cF	38 - 39,5	39,5 - 42	42 - 45	45 - 48,5	48,5 - 52	52 - 56	
cE	31 - 32,5	32,5 - 35	35 - 38	38 - 41,5	41,5 - 45	45 - 49	
cD	28 - 29,5	29,5 - 32	32 - 35	35 - 38,5	38,5 - 42	42 - 46	

JuzoPro® Genu Soft

Knie-Soft-Orthese zur Stabilisierung

Art. Nr. 7108

Indikationen

- Genu recurvatum durch Extensionslimitierung
- Traumatische oder degenerative Kniegelenksveränderungen, z. B. Gonarthrose
- Leichten Kreuzbandinstabilitäten, PCL und ACL
- Leichten Seitenbandinsuffizienzen und Verletzungen MCL und LCL
- Nach Meniskusverletzungen oder -beschwerden
- Postoperative Rehabilitation
- Prophylaxe bei Sport, Arbeit und Alltag



Farbe: Anthrazit

Rezeptierung

JuzoPro Genu Soft

Hilfsmittelnummer

23.04.03.1032

Ausführung

Seriengrößen 1-5
Für rechts oder links



Seriengrößen



Eigenschaften

- Die Stabilisationsschienen sind leicht entnehmbar, um die Orthese zu reinigen und der jeweiligen Beinkontur anzupassen
- Fünf unelastische Gurte gewährleisten ein passgenaues und jederzeit regulierbares Anlegen
- Die beiden seitlichen, stabilen Gelenkschienen geben dem Knie eine sichere Führung und lassen sich in ihrem Bewegungsmaß in 10°-Schritten zwischen 0° und 120° einstellen
- Teflonscheiben im Titaniumgelenk ermöglichen ein gleichmäßiges, ruhiges Strecken und Beugen des Gelenks, ein Materialverschleiß wird nahezu ausgeschlossen
- Patella- und Kniekehlaussparung verhindert ein Einschneiden in der Kniekehle

Maßtabelle

		Umfangmaße in cm				
		1	2	3	4	5
JuzoPro® Genu Soft Art 7108		38 - 42	42 - 46	46 - 50	50 - 54	54 - 58
		33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45	45 - 48
		31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46

JuzoPro® Genu TT

Knieorthese zur Mobilisierung

Art. Nr. 7104

- Indikationen**
- Therapiegerechte Mobilisierung nach Knieverletzungen
 - Postoperative Ruhigstellung in der Kniegelenkchirurgie
 - Nach Korrekturosteomien an Unter- oder Oberschenkel
 - Sichere Stabilisierung des operierten oder verletzt versorgten Kniebandapparats

Rezeptierung JuzoPro Genu TT

Hilfsmittelnummer 23.04.02.0014

Ausführung Seriengrößen 1-2
Universell rechts und links einsetzbar



Seriengrößen


- Eigenschaften**
- Bewegungsbegrenzung und Fixierung in 10°-Schritten möglich
 - Anformbare Stabilisierungsschienen
 - Perfekte Passform durch sechsteilige Polsterkonstruktion
 - Sicherer Halt durch zirkulär verlaufendes Sechs-Bänder-System
 - Einfacher postoperativer Zugang zum Knie durch Patella- und Kniekehlenaussparungen



Farbe: Anthrazit



Maßtabelle

		Umfangmaß in cm	
		1	2
JuzoPro® Genu TT Art. 7104 		40 - 50	50 - 60

JuzoPro®

Immo 0° / Immo 20° / Immo 20° Plus

Knieriuhigstellungsschienen in verschiedenen Beugungswinkeln

Art. Nr. 7105/Art. Nr. 7106

Indikationen

- Prä- und postoperative Ruhigstellung nach PCL-Rupturen/Rekonstruktion und Bandverletzungen
- Postoperative Ruhigstellung nach Meniskusnaht
- Gipsersatz und nach vorzeitiger Abnahme von Gipsverbänden, zur vollständigen Ruhigstellung des Gelenks
- Rheumatische Beschwerden im Knie
- Immobilisierung nach einer Patellaluxation
- Ruhigstellung bei Zerrungen, Muskel- oder Meniskenverletzungen

Rezeptierung

JuzoPro Immo 0°/JuzoPro Immo 20°/JuzoPro Immo 20° Plus

Hilfsmittelnummer

23.04.01.0016 (JuzoPro Immo 0°)
 23.04.01.1008 (JuzoPro Immo 20°/JuzoPro Immo 20° Plus)

Ausführung


Seriengrößen 1-5  Universell rechts und links einsetzbar

Eigenschaften

- Stufenlos anpassbar
- Entnehmbare und anpassbare Stabilisierungsschienen
- Patellaussparung für einfachen postoperativen Zugang zum Knie

JuzoPro Immo 0°: Fixiert das Knie bei 0°
 JuzoPro Immo 20°: Fixiert das Knie in leichter Beugung
 Kniehelenpolster stützt das Bein zusätzlich, ermöglicht angenehmes Lagern
 JuzoPro Immo 20° Plus: Fixiert das Knie anatomisch auf 20°
 Stabilisierungsschienen sind bei 35° vorgeformt

Maßtabelle

	Körpergröße in cm (Schienenlänge)				
	1 (40 cm)	2 (45 cm)	3 (50 cm)	4 (55 cm)	5 (60 cm)
JuzoPro® Immo 0° Art. 7105 JuzoPro® Immo 20° Art. 7106 JuzoPro® Immo 20° Plus Art. 7106					
	< 150	150 - 160	160 - 170	170 - 180	> 180

NEU



JuzoPro Immo 0°

Farbe: Anthrazit



JuzoPro Immo 20°

Farbe: Anthrazit



JuzoPro Immo 20° Plus

Farbe: Anthrazit



Rücken/Hals

Rückenschmerzen können akut oder chronisch die verschiedenen Bereiche des Rückens betreffen. Etwa zwei Drittel aller Deutschen leiden mindestens einmal in ihrem Leben darunter. Meist klagen die Betroffenen über Schmerzen im Nacken- oder Kreuzbereich. Die Beschwerden können bei Bewegung oder in Ruhe auftreten und strahlen oft in benachbarte Körperregionen aus.

Die JuzoFlex Lumbal hilft bei der Behandlung von Erkrankungen im Lendenwirbelbereich. Die anatomisch formgestrickte Bandage stützt und entlastet den betroffenen Bereich effektiv.

Schmerzen in der Halswirbelsäule treten häufig bei Menschen mit Berufen, bei denen sie lange sitzen müssen, auf. Typische Anzeichen können Kribbeln in Händen und Armen sowie Kopfschmerzen sein. Zur Behandlung und Ruhigstellung bei Schmerzzuständen bieten die JuzoPro Cervicalstützen Unterstützung im Halswirbelbereich.

JuzoFlex® Lumbal

Lumbalbandage mit Pelotte

Art. Nr. 1630

Indikationen

- Lumbalgie, chronischer Schmerz im Lumbalbereich
- Leichte Formen von Spondylarthrose
- Defizite der Rumpfhaltermuskulatur
- Prävention bei Arbeit und Sport
- Symphysenlockerung
- Spondylodese
- Abschulungsphase nach einer Therapie mit starren Orthesen
- Spondylitis

Rezeptierung

JuzoFlex Lumbal

Hilfsmittelnummer


23.14.03.2048 (Gerade Form)

23.14.03.2047 (Taillierte Form)

Ausführung

Seriengrößen 1-6

Gerade oder taillierte Form erhältlich



Seriengrößen

Hintere Höhe

ca. 23 cm

Eigenschaften

- Anatomisch formgestrickte Lumbalbandage mit Pelotte
- Atmungsaktives, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
- Ausgezeichnete Passform
- Seitliche und dorsale Verstärkungsstäbe
- Intermittierende Lumbo-Sakral-Pelotte

Maßtabelle

		Leibweite in cm					
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
JuzoFlex® Lumbal Art. 1630		75 - 83	84 - 93	94 - 104	105 - 116	117 - 129	130 - 143



Latexfrei



Flachstrick



Komfort-Gestrick



Besonders
Atmungsaktiv



Farben: Anthrazit Beige



Lumbalpelotte

Die im Lendenwirbelbereich positionierte, anatomisch vorgeformte Pelotte sorgt für einen massage-ähnlichen Effekt im Schmerzbereich. Das fördert die Durchblutung und reduziert Schmerzen.



Spezieller Verschluss

Durch die einfache Verschlusstechnik mit textilfreundlichem Microklett lässt sich die Bandage einfach anlegen.

JuzoPro® Cervicalstütze



Entlastung der Halswirbelsäule

Art. Nr. 7301

Indikationen

- Behandlung von Schmerzzuständen im HWS-Bereich
- Schleudertrauma
- Abnutzungsbedingte Veränderungen
- Cervicalsyndrom
- Schiefhals
- Posttraumatische Schmerzzustände
- Osteochondrose/Spondylarthrose (Verschleißerkrankungen der HWS)

Rezeptierung


JuzoPro Cervicalstütze

Hilfsmittelnummer

23.12.03.0039

Ausführung

Seriengrößen 1-4



Höhen

7 / 9 / 10 cm

Eigenschaften

- 100 % Schaumstoff
- Textiler Bezug (80 % Baumwolle, 16 % Polyamid, 4 % Elasthan)
- Waschbar auf 40 °C



Farbe: Anthrazit

Maßtabelle

		Umfang/Kragenhöhe in cm			
		1	2	3	4
JuzoPro® Cervicalstütze Art. 7301					
Bitte Kragenhöhe (l AB) angeben.		32 - 35	36 - 40	40 - 44	44 - 48
		7 / 9 / 10			

JuzoPro®

Cervicalstütze mit Verstärkungselement

NEU

Verstärkte Entlastung der Halswirbelsäule

Art. Nr. 7302

Indikationen

- Behandlung von Schmerzzuständen im HWS-Bereich
- Schleudertrauma
- Abnutzungsbedingte Veränderungen
- Cervicalsyndrom
- Schiefhals
- Posttraumatische Schmerzzustände
- Osteochondrose/Spondylarthrose (Verschleißerkrankungen der HWS)



Rezeptierung

JuzoPro Cervicalstütze mit Verstärkungselement

Hilfsmittelnummer 23.12.03.1028



Ausführung

Seriengrößen 1-4 **Seriengrößen**

Höhen

7 / 9 / 10 cm

Eigenschaften

- Integrierte Kunststoffverstärkung
- 100 % Schaumstoff
- Textiler Bezug (80 % Baumwolle, 16 % Polyamid, 4 % Elasthan)
- Waschbar auf 40 °C

Farbe: Anthrazit

Maßtabelle

		Umfang/Kragenhöhe in cm			
		1	2	3	4
JuzoPro® Cervicalstütze mit Verstärkungselement Art. 7302 Bitte Kragenhöhe (∅AB) angeben.		32 - 35	36 - 40	40 - 44	44 - 48
		7 / 9 / 10			



Hand/Finger

Handgelenkbandagen und -orthesen stabilisieren und stützen das geschwächte Gelenk. Die medizinischen Hilfsmittel stabilisieren zuverlässig Sehnen und Bänder von Hand und Handgelenk.

Bei schweren Stürzen auf die Hand können Knochen, Knorpel und Sehnen Schaden nehmen. Handgelenkbandagen oder -orthesen unterstützen bei Verletzungen die Therapie und fördern so den Heilungsprozess.

JuzoFlex® Manu Xtra

Handgelenkbandage mit spezieller Dehnzone

Art. Nr. 1660

- Indikationen**
- Distorsionen (Verstauchungen/Zerrungen)
 - Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
 - Arthrose (Handgelenkverschleiß)
 - Arthritis (Entzündung des Handgelenks)
 - Posttraumatische Reizzustände des Handgelenks

Rezeptierung JuzoFlex Manu Xtra

Hilfsmittelnummer 05.07.02.0129

Ausführung Seriengrößen 1-6
Für rechts oder links



- Eigenschaften**
- Spezielle Dehnzone im empfindlichen Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger
 - Nahtverlauf an der unempfindlichen Handaußenkante
 - Optimale Einfassung des Daumenansatzes
 - Eingearbeitete anatomisch geformte Silikonpelotte schützt den Processus styloideus
 - Vorgeformter Stabilisierungsstab (palmar)
 - Druckminimierte Abschlussränder
 - Universell einstellbare Zuggurtung verstärkt bei Bedarf die Stabilisierung des Handgelenks
 - Anatomisch formgestrickt, optimaler Sitz gewährleistet höchste Funktionalität
 - Temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
 - Angenehmes Tragegefühl auch bei langer Tragedauer

Maßtabelle

		Umfangmaß in cm					
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
JuzoFlex® Manu Xtra Art. 1660		14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20



Latexfrei



Flachstrick



Komfort-Gestrick



Besonders
Atmungsaktiv



Funktionszone



Farben: Anthrazit Beige



Vorgeformter Stabilisierungsstab

Der palmar verlaufende Stabilisierungsstab aus 100 Prozent Kunststoff ist anatomisch vorgeformt. Er ist über eine kleine seitliche Taschenöffnung leicht zu entnehmen und kann vom Techniker individuell thermoplastisch nachgeformt werden. Der Stab stabilisiert nicht nur das Handgelenk, sondern unterstützt – durch die Form eines umgedrehten Löffels am distalen Ende – auch optimal die gewölbte Anordnung der Handwurzelknochen.



Nahtlose Komfortzone

Die JuzoFlex Manu Xtra verfügt über eine innovative Komfortzone. Durch die spezielle Gestricktechnik ist es möglich, eine wellenförmige Polsterung im empfindlichen Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger einzustricken. Eine störende Naht wird somit vermieden. Das Gestrick verhindert wirkungsvoll die Faltenbildung bzw. das Einschneiden, was sowohl den Tragekomfort als auch die Compliance steigert.

JuzoFlex® Handgelenksegment

Bandage zur Entlastung des Handgelenks

Art. Nr. 3022



Latexfrei



Flachstrick

- Indikationen**
- Beginnende Überbelastung des Handgelenks
 - Distorsionen (Verstauchungen/Zerrungen)
 - Nach Abnahme von Gipsverbänden
 - Nach Prellungen

Rezeptierung
 JuzoFlex Handgelenksegment
 JuzoFlex Handgelenksegment Cotton

Hilfsmittelnummer (nicht erstattungsfähig)

Ausführung
 Seriengrößen 1-6
 Maßanfertigung
 Universell rechts und links einsetzbar



Seriengrößen



Maßanfertigung



Mit Baumwolle

Maßanfertigung auch mit Baumwolle möglich:
 JuzoFlex Handgelenksegment Cotton

Länge ca. 8 cm

- Eigenschaften**
- Zum Schlüpfen



Farbe: Beige

Maßtabelle

		Umfangmaß in cm					
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
JuzoFlex® Handgelenksegment Art. 3022		14,5	16	17,5	19	20,5	22

JuzoPro® Manu

Handgelenkorthese zur Stabilisierung in drei Bewegungsrichtungen

Art. Nr. 7603

Indikationen

- Mittlere bis starke Distorsionen (Verstauchungen/Zerrungen)
- Luxationen (Sehnen-/Gelenkverletzungen)
- Mittlere bis starke Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
- Karpaltunnelsyndrom
- Arthrose und rheumatoide Arthritis (chronische Reizzustände)
- Posttraumatische/postoperative Ruhigstellung (Gipsersatz)
- Radialisparese (Lähmung/Fallhand)

Rezeptierung

JuzoPro Manu

Hilfsmittelnummer

23.07.02.4023

Ausführung

Seriengrößen 1-2

Für rechts oder links

In normaler oder verlängerter Ausführung erhältlich

123...

Seriengrößen

Länge

normale Ausführung ca. 20 cm

verlängerte Ausführung ca. 27 cm

Eigenschaften

- Drei entnehmbare und individuell anformbare Aluminiumschienen (volar, lateral und dorsal)
- Eine elastische Lasche erleichtert An- und Ablegen der Handorthese auch bei eingeschränkter Beweglichkeit
- Ein adaptierbarer, zirkulärer Gurt zur verstärkten Stützung der Schienen und des Handgelenks
- Atmungsaktive und pflegeleichte Materialien schützen die Haut und beugen einem Hitzestau vor



Farbe: Anthrazit



Verlängerte Ausführung

Maßtabelle

JuzoPro® Manu Art. 7603	Umfangmaß in cm	1 2	
		14 - 18	18 - 22

JuzoPro® Manu Palmar

Handgelenkorthese zur Stabilisierung in zwei Bewegungsrichtungen



reddot design award
winner 2012

Art. Nr. 7604

Indikationen

- Mittlere bis starke Distorsionen (Verstauchungen/Zerrungen)
- Luxationen (Sehnen-/Gelenkverletzungen)
- Mittlere bis starke Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
- Radialisparese (Lähmung/Fallhand)
- Karpaltunnelsyndrom
- Arthrose und rheumatoide Arthritis (chronische Reizzustände)
- Posttraumatische/postoperative Ruhigstellung (Gipsersatz)

Rezeptierung

JuzoPro Manu Palmar

Hilfsmittelnummer

23.07.02.4036

Ausführung

Universalgröße

Für rechts oder links



Seriengrößen

Eigenschaften

- Funktionelle Konstruktion mit großer Daumenöffnung und freier Beweglichkeit der Finger
- Zuverlässige Stabilisierung durch eine extra breite, anatomisch geformte Aluminiumschiene (palmar) mit löffelförmiger Ausbuchtung am distalen Ende zur Unterstützung der Handwurzelknochen
- Zusätzliches Stabilisierungselement (dorsal) in Form eines Rundbügels
- Individuell anpassbare Verschlussgurte mit Mikroklett
- Ausgewählte luftdurchlässige Materialien leiten Feuchtigkeit von der Haut ab
- Neuartiges Verschlusskonzept ermöglicht auch postoperatives Anlegen über Verbänden



Farbe: Anthrazit



Stabilisierung des Handgelenks

Die palmare Stabilisierungsschiene ist besonders breit gehalten und bietet daher eine großzügige Auflage für Unterarm und Handwurzel. Das distale Ende der Schiene ist in Form eines umgedrehten Löffels gearbeitet. Es unterstützt daher optimal die gewölbte Anordnung der Handwurzelknochen. Die Stabilisierungselemente werden durch die Klettgurte an das Handgelenk angedrückt und stabilisieren es in zwei Bewegungsrichtungen sehr zuverlässig.



Komfort-Daumenanpassung

In den sensiblen Bereichen von Daumen und Unterarm sind weiche Komfortzonen eingearbeitet, um Druckstellen zu vermeiden.

JuzoPro® Digitus

Fingerorthese

Art. Nr. 7701

- Indikationen**
- Verletzungen und operative Eingriffe an den Fingern (Phalangen)
 - Strecklagerung der Finger (Phalangen)
 - Nachversorgung von PNF (Fibrosenperforation)
 - Rheumatoide Arthritis der Finger (Phalangen)

Rezeptierung JuzoPro Digitus

Hilfsmittelnummer 3-Finger-Digitus: 23.07.01.0006
4-Finger-Digitus: über Kostenvoranschlag


Ausführung Seriengrößen S-XXL
Für rechts oder links
Mit drei oder vier Fingern erhältlich



Seriengrößen

- Eigenschaften**
- Einfaches Anlegen: Durch überlappende Klettverschlüsse und dem lateralen Reißverschluss ist die Orthese weit zu öffnen
 - Bewegungsfreiheit durch Aussparung für Daumen und Zeigefinger
 - Qualitativ hochwertige Materialien aus unelastischem Mikrofasermaterial und teilelastischem Mikrofasertextil
 - Durch entnehmbare und anpassbare Stabilisierungsstäbe ist z. B. die Fixierung nur eines Strahls möglich. Bei Bedarf können die nicht benötigten Fingertaschen mit einer Schere gekürzt werden
 - Durch das Verwenden eines linken Handschuhs für die erkrankte rechte Hand ist eine palmare Schienung möglich

Maßtabelle

		Umfangmaß in cm				
		S	M	L	XL	XXL
	JuzoPro® Digitus Art. 7701					
		18 - 20	20 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29




Farbe: Anthrazit



Einfaches Anlegen der Orthese

Die Orthese lässt sich leicht an- und ablegen. Durch die überlappenden Klettverschlüsse und den lateralen Reißverschluss ist die JuzoPro Digitus weit zu öffnen.



Qualitativ hochwertige Materialien

Auf der Handinnenseite sorgt ein unelastisches Mikrofasermaterial für bequeme Trageeigenschaften. Es ist besonders dünn und griffig, trotzdem außerordentlich robust. Auf dem Handrücken gleicht ein teilelastisches Microfasertextil Umfangsveränderungen aus – es ist atmungsaktiv und verhindert Schweißbildung.



Auch mit vier Fingern erhältlich

JuzoPro® Rhizo Soft

Daumenorthese zur Stabilisierung des Daumensattel- und Grundgelenks



reddot design award
winner 2011

Art. Nr. 770S

Indikationen

- Ruhigstellung des Sattelgelenks bei Rhizarthrose (Sattelgelenkarthrose)
- Arthrose oder Arthritis der radialen Mittelhand und des MP1
- Radiale oder ulnare (Seiten-)Bandläsion (Skidaumen)
- Distorsionen (Verstauchungen/Zerrungen)
- Tendovaginitis stenisans de Quervain (SMS Daumen)

Rezeptierung

JuzoPro Rhizo Soft

Hilfsmittelnummer

23.07.01.1033

Ausführung

Seriengrößen 1-2

Für rechts oder links



Seriengrößen



Farbe: Anthrazit

Eigenschaften

- Optimale Fixierung des Daumensattel- und Grundgelenks
- Offene Rahmenkonstruktion mit neuartigem Verschlusskonzept für unauffälliges und sicheres Tragen der Orthese
- Neuentwickeltes Trägermaterial für angenehmes Tragegefühl
- Mit Verstärkungsprofil aus Aluminium, ist extrem stabil und gleichzeitig leicht anpassbar
- Die Elementarfunktion der Hand bleibt erhalten

Maßtabelle

		Umfangmaß in cm	
		1	2
JuzoPro® Rhizo Soft Art. 770S		<7	>7

JuzoPro® Rhizo

Daumenorthese zur Immobilisierung des Sattel-, Grund- und Endgelenks

Art. Nr. 7700

Indikationen

- Ruhigstellung der radialen Handwurzel sowie des Sattelgelenks bei Rhizarthrosen (Sattelgelenkarthrosen)
- Arthrose oder Arthritis der radialen Mittelhand und des MP1
- Radiale oder ulnare (Seiten-)Bandläsion (Skidaumen)
- Navikulare Pseudarthrose unter Beibehaltung der Greiffunktion
- Distorsionen (Verstauchungen/Zerrungen)
- Luxationen (Sehnen-/Gelenkverletzungen)
- Posttraumatische/postoperative Ruhigstellung (Gipsersatz)
- Teilweise Ruhigstellung der Mittelhand



Farbe: Transparent

Rezeptierung

JuzoPro Rhizo

Hilfsmittelnummer

23.07.01.2xxx (beantragt)

Ausführung

Seriengrößen 1-2

Für rechts oder links



Seriengrößen

Eigenschaften

- Optimale Fixierung des Handwurzel-, Daumensattel-, Daumengrund- und Daumenendgelenks
- Thermoplastisch anformbarer, transparenter Kunststoff
- Anpassung an verschiedene Daumenumfänge durch entfernbares Steg am Daumenendgelenk
- Nachstellbare Gurte an Handgelenk und Daumen ermöglichen die Fixierung des Endgelenks
- Zusätzlicher Tragekomfort durch Aussparung über der Strecksehne
- Waschbare Stoffinlets aus hautfreundlichem Material sorgen für angenehme Trageeigenschaften und -temperaturen

Maßtabelle

		Umfangmaß in cm	
		1	2
JuzoPro® Rhizo Art. 7700			
		<7	>7



Ellenbogen

Ellenbogenbandagen stabilisieren das Gelenk über ihren flächenhaften Druck. Sie entlasten durch zusätzliche Pelotten den Muskelansatz und unterstützen die Muskulatur. Bei Erkrankungen des Ellenbogengelenks entwickelt Juzo Lösungen von der kompletten Ruhigstellung bis hin zur Mobilisierung.

Egal, ob Schleimbeutelentzündungen oder Tendopathien am Ellenbogengelenk, JuzoFlex Ellenbogenbandagen bieten optimalen Schutz, unabhängig ob in der Akutphase oder präventiv.

JuzoFlex® Epi Xtra STYLE



Ellenbogenbandage in 3 Neon-Farbkombinationen

Art. Nr. 1651



Latexfrei



Flachstrick



Komfort-Gestrick



Funktionszone



Sport

Indikationen

- Laterale und mediale Epikondylitis
- Gelenkergüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose
- Ellenbogenluxation
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks
- Distorsionen (Verstauchungen/Zerrungen)



Pink Heat

Rezeptierung

JuzoFlex Epi Xtra STYLE

Hilfsmittelnummer

05.08.01.1056

Ausführung

Seriengrößen 1-6

Universell rechts und links einsetzbar



Seriengrößen



Glowing Green

Länge

ca. 23 cm


Eigenschaften

- 3 Neon-Farbkombinationen
- Komfortzone in der Ellenbeuge: Vermeidet Faltenbildung, Druckstellen oder Einschnedungen
- Anatomisch geformte Silikonpelotten mit Epikondylenaussparung für massageähnlichen Effekt in der Bewegung
- Anatomisch formgestrickt, für höchste Funktionalität
- Atmungsaktives und hautfreundliches Komfort-Gestrick
- Angenehmes Tragegefühl auch bei langer Tragedauer
- Druckminimierte Abschlussränder



Dark Blue Sensation

Maßtabelle

	Umfangmaß in cm					
	1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
JuzoFlex® Epi Xtra STYLE Art. 1651 						
	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31	31 - 33

JuzoFlex® Epi Xtra

Ellenbogenbandage mit Silikonpelotten

Art. Nr. 1650



Latexfrei



Flachstrick



Komfort-Gestrick



Besonders
Atmungsaktiv



Funktionszone

Indikationen

- Laterale und mediale Epikondylitis
- Gelenkergüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose
- Ellenbogenluxation
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks
- Distorsionen (Verstauchungen/Zerrungen)



Rezeptierung

JuzoFlex Epi Xtra

Hilfsmittelnummer

05.08.01.1036

Ausführung

Seriengrößen 1-6
Universell rechts und links einsetzbar



Seriengrößen

Farben:

Anthrazit

Beige


Länge

ca. 23 cm

Eigenschaften

- Komfortzone in der Ellenbeuge: Vermeidet Faltenbildung, Druckstellen oder Einschnidungen
- Anatomisch geformte Silikonpelotten mit Epikondylenausparung für massageähnlichen Effekt in der Bewegung
- Anatomisch formgestrickt, für höchste Funktionalität
- Atmungsaktives, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
- Angenehmes Tragegefühl auch bei langer Tragedauer
- Druckminimierte Abschlussränder

Maßtabelle

	Umfangmaß in cm					
	1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
JuzoFlex® Epi Xtra Art. 1650 	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31	31 - 33

JuzoFlex® Ellenbogenbandage

Ellenbogenbandage mit abgewinkelter Ellenbogenmitte

Art. Nr. 3022



Latexfrei



Flachstrick

Indikationen

- Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks
- Überlastungsprophylaxe
- Distorsionen (Verstauchungen/Zerrungen)
- Nach Prellungen

Rezeptierung

JuzoFlex Ellenbogenbandage
JuzoFlex Ellenbogenbandage Cotton

Hilfsmittelnummer 05.08.01.0005

Ausführung

Seriengrößen 1-6
Maßanfertigung (in Farbe Beige erhältlich)
Universell rechts und links einsetzbar



Seriengrößen



Maßanfertigung

Maßanfertigung auch in Baumwolle möglich:
JuzoFlex Ellenbogenbandage Cotton



Mit Baumwolle

Länge

ca. 22 cm

Eigenschaften

- Intensive Stützwirkung
- Anatomisch abgewinkelter Ellenbogenbereich



Farben: Anthrazit Beige

Maßtabelle

		Umfangmaße in cm						
		1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL	
JuzoFlex® Ellenbogenbandage Art. 3022		cF	24	26	28	30	32	34
	cE	23	24,5	26	27,5	29	30,5	
	cD	23	24,5	26	27,5	29	30,5	

JuzoPro® Epi

Epikondylitisspange

Art. Nr. 7502

Indikationen

- Tennis-Ellenbogen
- Golfspieler- oder Werfer-Ellenbogen
- Sehnenleiden im Ellenbogenbereich
- Chronische oder rezidivierende Epicondylopathie
- Radialisparese (Lähmung/Fallhand)
- Postoperativ

Rezeptierung

JuzoPro Epi

Hilfsmittelnummer

23.08.04.0025

Ausführung

Seriengrößen 1-2



Universell rechts und links einsetzbar

Seriengrößen




Farbe: Anthrazit

Eigenschaften

- Genoppte Friktions-Pelotte stimuliert die Faszien und fördert die Propriozeption
- Individuell einstellbarer und unelastischer Haftverschluss für einen sicheren Halt
- Gurt und Verschluss-Lasche sind im Kunststoff eingelassen, so dass keine Scheuerstellen entstehen
- Die Orthese ist aus einem leicht zu reinigendem Kunststoff gefertigt
- Hautfreundliche Polsterung zur Reinigung entnehmbar
- Extra breites Polster verhindert Hautkontakt der Kunststoffspange und beugt Druck- und Scheuerstellen vor
- Thermoplastisch modellierbar (z. B. Erwärmen durch einen Heißluftföhn)

Maßtabelle

	Umfangmaß in cm	
	1	2
JuzoPro® Epi Art. 7502 	22 - 28	28 - 37

JuzoPro® Epi TT

Ellenbogenorthese zur Mobilisierung

Art. Nr. 7501

Indikationen

- Kontrakturen und Instabilitäten im Ellenbogengelenk
- Konservative Versorgung von Ellenbogenluxationen mit Begleitverletzungen
- Gelenksnahe Pseudarthrose sowie posttraumatische Gelenkveränderungen
- Postoperative Versorgung nach Prothesenimplantat
- Nachbehandlung bei stabilen Frakturen des distalen Oberarms

Rezeptierung

JuzoPro Epi TT

Hilfsmittelnummer

23.08.02.0002

Ausführung

Seriengrößen 1-2

Universell rechts und links einsetzbar



Seriengrößen


Eigenschaften

- Die Gelenke lassen sich graduell einstellen. In 15°-Schritten kann sowohl die Extension als auch die Flexion eingeschränkt, sowie eine Fixierung vorgenommen werden
- Zwei Gelenkschienen und vier unelastische, zirkuläre Bänder sorgen für optimale Stabilität und Tragekomfort
- Individuell einstellbarer Nackengurt um den Arm zu stützen
- Die Stabilisierungsschienen können zum indikationsgerechten Anpassen abgenommen und angeschränkt werden
- Die hautfreundliche Polsterung steht für höchsten Tragekomfort



Farbe: Anthrazit

Maßstabelle

		Unterarmlänge in cm	
		1	2
JuzoPro® Epi TT Art. 7501 	< 21	> 21	

Informationen zur Verordnung von Hilfsmitteln

Gebühr frei	Krankenkasse bzw. Kostenträger		BVG	1	Impf- stoff	Spr.- St. Bedarf	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK	
	Krankenkasse		6	7	8	9			
Geb.- pfl.	Name, Vorname des Versicherten		Zuzahlung		Gesamt-Brutto				
noctu	Max Mustermann								
Sonstige	Musterstraße 1		geb. am		01.01.1966				
	12345 Musterstadt								
Unfall	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status		Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.				
					2 2314032048				
Arbeits- unfall	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum		1. Verordnung				
					2. Verordnung				
				3. Verordnung					
				Vertragsarztstempel					
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)									
aut idem	3		1 Stück Lumbalbandage JuzoFlex Lumbal						
aut idem	4		Indikation: Lumbalgie						
aut idem									
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!				Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)			
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernnummer							

(Beispielverordnung)

- 1 **Feld Nr. 7*** (Hilfsmittel) markieren
- 2 **Hilfsmittelnummer*** Gerade Form: 23.14.03.2048, Taillierte Form: 23.14.03.2047
- 3 **Rezeptierung*** JuzoFlex Lumbal
- 4 **Indikationen*** z. B. Lumbalgie (ICD-10 Code)

Anmerkungen*

Laut Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von Hilfsmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Geltungsbereich GKV, Stand 15.03.2012, in Kraft seit 01.04.2012) kann der Arzt ein **spezifisches Einzelprodukt** verordnen.

In diesem Fall ist eine entsprechende Begründung erforderlich. Um Nachfragen durch die Krankenkassen und damit Mehrarbeit in der Praxis zu vermeiden, ist es empfehlenswert, die Einzelproduktverordnung auf dem Rezept zu begründen. Gründe könnten beispielsweise sein, dass nur das bestimmte Produkt die für die Behandlung medizinisch notwendigen funktionalen Eigenschaften besitzt, dass die Therapietreue des Patienten mit diesem Produkt bestmöglich gewährleistet ist oder dass der Arzt bei einer spezifischen Indikation mit diesem Produkt die besten Erfahrungen gemacht hat.

Eine **Mehrfachausstattung** mit Hilfsmitteln ist gemäß der Hilfsmittel-Richtlinie möglich, wenn dies aus medizinischen oder hygienischen Gründen notwendig ist. Dies gilt beispielsweise bei der Versorgung mit Kompressionshilfsmitteln – hier kann grundsätzlich eine Wechselversorgung aus hygienischen Gründen verordnet werden.

* Angaben gelten nur für Deutschland

Indikationstabelle

Sprunggelenk

	JuzoFlex® Malleo Xtra	JuzoFlex® Malleo Xtra strong	JuzoFlex® Malleo 727	JuzoFlex® Achill Xtra	JuzoFlex® Malleo 717	JuzoFlex® Malleo 707	JuzoPro® Malleo light	JuzoPro® Malleo	JuzoPro® Malleo strong	Juzo® Verkürzungsausgleich Juzo® Fersensportholster
Achillodynie				X						X
Akute und chronische Achillessehnenentzündungen				X						
Achillobursitis				X						
Bandinsuffizienz		X								
Beckenschiefstand										X
Beinlängendifferenz										X
Chronische Instabilität des OSG							X	X		
Chronische Sprunggelenkinstabilität								X		
Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks		X								
Degenerative Gelenkerkrankungen	X		X		X	X				
Distorsionsneigung/-folgen des Sprunggelenks					X	X				
Fersensporn/Calcaneussporn										X
Frühfunktionelle Therapie von Kapselbandzerrungen des oberen bzw. unteren Sprunggelenks		X								
Frühmobilisation	X		X		X	X				
Gipsersatz								X		
Linderung des Achillessehnen Schmerzes	X		X	X						
Kapsel-/Bandverletzungen des oberen Sprunggelenks									X	
Konservative und postoperative Versorgung von Bandverletzungen am OSG							X	X		
Leichte Weichteilverletzungen									X	
Nach Bänderläsionen und/oder Distorsionen							X	X	X	
Nach chirurgischen Eingriffen am Sprunggelenk	X		X							
Nach Gipsverband		X								
Reizzustände (posttraumatisch, postoperativ)				X						
Reizzustände des Sprunggelenks	X		X		X	X				
Schnellere Resorption von Ödemen, Ergüssen und Hämatomen	X		X		X	X				
Stabilisierung des Sprunggelenks beim Sport							X	X	X	
Stoßabsorption										X
Supinationsprophylaxe, besonders bei sportlichen Aktivitäten		X								
Hilfsmittelnummer	05.02.01.0068	05.02.01.2007	05.02.01.0005	05.02.01.1014	–	–	23.02.02.0070	23.02.02.0035	23.02.02.1034	08.03.06.1013 08.03.06.0068
Beschreibung	Seite 8	Seite 9	Seite 10	Seite 11	Seite 12	Seite 13	Seite 14	Seite 15	Seite 16	Seite 18 Seite 19

Indikationstabelle

Knie

	JuzoFlex® Genu Xtra STYLE JuzoFlex® Genu Xtra-Wide STYLE	JuzoFlex® Genu Xtra JuzoFlex® Genu Xtra-Wide	JuzoFlex® Genu 500 JuzoFlex® Genu 505 Comfort	JuzoFlex® Genuaktiv	JuzoFlex® Hamburger Patellabandage®	JuzoFlex® Genu 404	JuzoFlex® Patellaaligner	JuzoFlex® Genu 100
Arthrose im Femoro-Patellar-Gelenk	X	X	X	X				
Bänderdehnungen und -schwäche								X
Behandlung oder Nachbehandlung bei Kniearthrosen								X
Chondromalacia patellae					X			
Chondropathia patellae					X		X	
Habituelle Patellaluxation							X	
Infra- und suprapatellare Tendinitis							X	
Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse	X	X	X	X				
Kreuzband- und Seitenbandläsionen								X
Meniscopathie	X	X	X					
Morbus Schlatte					X			
Nach chirurgischen Eingriffen	X	X	X	X				
Nach Frakturen, Prellungen	X	X	X	X				
Nach Ruhigstellung zur Frühmobilisation	X	X	X	X				
Osteochondrosis dissecans der Patella					X			
Patellaarthrose					X			
Posttraumatische Ödeme	X	X	X	X				
Prophylaxe beim Leistungssport						X		
Sog. Patellaspitzenyndrom					X			
Subluxation und Dislokation der Patella	X	X	X	X	X	X		
Verstauchungen	X	X	X	X				
Wackelknie								X
Hilfsmittelnummer	05.04.01.0119	05.04.01.0106	05.04.01.0031	05.04.01.0029	23.04.05.0008	23.04.05.0009	23.04.05.0010	–
Beschreibung	Seite 22	Seite 24	Seite 26	Seite 27	Seite 28	Seite 29	Seite 30	Seite 31

Indikationstabelle

Knie

	JuzoFlex® Genu 300	JuzoFlex® Genu 323	JuzoFlex® Genu 303	JuzoFlex® Genu 320	JuzoPro® Genu Soft	JuzoPro® Genu TT	JuzoPro® Immo 0° JuzoPro® Immo 20° JuzoPro® Immo 20° Plus
Genurecurvatum durch Extensionslimitierung					X		
Gipsersatz							X
Immobilisierung nach Patellaluxation							X
Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse		X		X			
Leichten Kreuzbandinstabilitäten					X		
Leichten Seitenbandinsuffizienzen					X		
Nach chirurgischen Eingriffen		X					
Nach Frakturen		X		X			
Nach Korrekturosteomien an Unter- oder Oberschenkel						X	
Nach Meniskusverletzungen oder -beschwerden					X		
Postoperative Rehabilitation und zur Prophylaxe							X
Postoperative Ruhigstellung in der Kniegelenkchirurgie						X	
Postoperative Ruhigstellung nach Meniskusnaht							X
Posttraumatische Ödeme		X		X			
Prä- und postoperative Ruhigstellung							X
Prellungen	X	X	X	X			
Rheumatische Beschwerden am Knie							X
Ruhigstellung bei Zerrungen, Muskel- oder Meniskusverletzungen							X
Sichere Stabilisierung des Kniebandapparats						X	
Therapiegerechte Mobilisierung						X	
Traumatische oder degenerative Kniegelenkveränderung					X		
Verstauchungen	X	X	X	X			
Vollständige Ruhigstellung des Gelenks							X
Hilfsmittelnummer	–	–	–	–	23.04.03.1032	23.04.02.0014	23.04.01.0016 23.04.01.0008
Beschreibung	Seite 32	Seite 33	Seite 34	Seite 35	Seite 36	Seite 37	Seite 38

Indikationstabelle

Rücken/Hals

	JuzoFlex® Lumbal Gerade Form	JuzoFlex® Lumbal Taillierte Form	JuzoPro® Cervicalstütze	JuzoPro® Cervicalstütze mit Verstärkung
Abnutzungsbedingte Veränderungen			X	X
Abschulungsphase nach einer Therapie oder Orthese	X	X		
Behandlung von Schmerzzuständen im HWS-Bereich			X	X
Cervicalsyndrom			X	X
Chronischer Schmerz im Lumbalbereich	X	X		
Defizite der Rumpfhaltemuskulatur	X	X		
Leichte Formen von Spondylarthrose	X	X		
Lumbalgie	X	X		
Osteochondrose/Spondylarthrose (Verschleißerkrankungen der HWS)			X	X
Posttraumatische Schmerzzustände			X	X
Prävention	X	X		
Schiefhals			X	X
Schleudertrauma			X	X
Spondylitis	X	X		
Spondylodese	X	X		
Symphysenlockerung	X	X		
Hilfsmittelnummer	23.14.03.2048	23.14.03.2047	23.12.03.0039	23.12.03.1028
Beschreibung	Seite 42	Seite 42	Seite 44	Seite 45

Indikationstabelle

Hand/Finger

	JuzoFlex® Manu Xtra	JuzoFlex® Handgelenksegment	JuzoPro® Manu	JuzoPro® Manu Palmar	JuzoPro® Digitus	JuzoPro® Rhizo Soft	JuzoPro® Rhizo
Arthritis	X					X	X
Arthrose	X		X	X		X	X
Arthrose oder Arthritis der radialen Mittelhand und des MP1						X	X
Arthrose und rheumatische Arthritis			X	X	X		
Beginnende Überbelastung des Handgelenks		X					
Distorsionen	X	X	X	X		X	X
Karpaltunnelsyndrom (Lähmung/Fallhand)			X	X			
Luxationen			X	X			X
Nach Abnahme von Gipsverbänden		X					
Nachsorgung von PNF					X		
Navikulare Pseudarthrose unter Beibehaltung der Greiffunktion							X
Posttraumatische/postoperative Ruhigstellung			X	X			X
Posttraumatische Reizzustände	X						
Prellungen		X					
Radiale oder ulnare (Seiten-)Bandläsion						X	X
Radialisparese (Lähmung/Fallhand)			X	X			
Ruhigstellung der Handwurzel und Sattelgelenks bei Rhizarthrosen							X
Ruhigstellung des Sattelgelenks bei Rhizarthrose							X
Strecklagerung der Finger					X		
Teilweise Ruhigstellung der Mittelhand							X
Tendovaginitis	X		X	X			
Tendovaginitis stenosans de Quervain						X	
Verletzungen und operative Eingriffe der Finger im 2.,3.,4.,5. Strahl					X		
Hilfsmittelnummer	05.07.02.0129	–	23.07.02.4023	23.07.02.4036	23.07.01.0006	23.07.01.1033	23.07.01.2xxx
Beschreibung	Seite 48	Seite 50	Seite 51	Seite 52	Seite 54	Seite 56	Seite 57

Indikationstabelle

Ellenbogen

	JuzoFlex® Epi Xtra STYLE	JuzoFlex® Epi Xtra	JuzoFlex® Ellenbogenbandage	JuzoPro® Epi	JuzoPro® Epi TT
Arthritis	X	X			
Arthrose	X	X			
Chronische oder rezidivierende Epicondylopathie				X	
Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände	X	X	X		
Distorsionen	X	X	X		
Ellenbogenluxation	X	X			
Epikondylitis humeri radialis (Tennis-Ellenbogen)				X	
Epikondylitis humeri ulnaris (Golfer- oder Werfer-Ellenbogen)				X	
Gelenknahe Pseudarthrose sowie posttraumatische Gelenkveränderungen					X
Laterale und mediale Epikondylitis	X	X			
Konservative Versorgung von Ellbogenluxationen mit Begleitverletzungen					X
Kontrakturen und Instabilitäten im Ellenbogengelenk					X
Nachbehandlung bei stabilen Frakturen des distalen Humerus					X
Postoperative Versorgung nach Prothesenimplantat					X
Posttraumatische/postoperative Ruhigstellung				X	X
Prellungen			X		
Radialisparese (Lähmung/Fallhand)				X	
Tendopathien im Ellenbogenbereich (Sehnenleiden)				X	
Überlastungsprophylaxe			X		
Hilfsmittelnummer	05.08.01.1056	05.08.01.1036	05.08.01.0005	23.08.04.0025	23.08.02.0002
Beschreibung	Seite 60	Seite 61	Seite 62	Seite 63	Seite 64

Julius Zorn GmbH

Juliusplatz 1
86551 Aichach
Deutschland
info@juzo.de

www.juzo.de



Burbach+Goetz

Deutsche Sanitätshaus GmbH



- Stegemannstraße 5-7 56068 Koblenz
- Tel: 02 61-133 88-0 Fax: 02 61-133 88-22
- Onlineshop: www.burbach-goetz.de
- E-Mail: info@burbach-goetz.de