



[www.slk-gmbh.de](http://www.slk-gmbh.de)

# Schaumstoff- und Hybridsysteme für die Dekubitustherapie und -prophylaxe



m e c

**Burbach+Goetz**  
Deutsche Sanitätshaus GmbH





IHRE SPEZIALISTEN FÜR DEKUBITUSTHERAPIE  
MIT INNOVATIVEN LÖSUNGEN  
FÜR PATIENTEN UND PFLEGEPERSONAL

## Wer wir sind

---

Die SLK Vertriebsgesellschaft mbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Dortmund. SLK wurde 1998 von Krankenpflegern gegründet und hat deshalb die Patienten und ihre medizinischen Bedürfnisse immer ganz besonders im Blick.

Unser Produktportfolio umfasst ein breites Spektrum an Hilfsmitteln gegen Dekubitus, Systemen zur Apparativen Intermittierenden Kompression und Produkten für bariatrische Patienten.

## Was wir wollen

---

Bei der Entwicklung unserer Produkte wird Wert darauf gelegt, dass therapeutische Wirksamkeit, Anwenderfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.

Gerade bei Medizinprodukten ist auch die Schnelligkeit der Lieferung und des Services ein wichtiger Faktor, welcher über den Behandlungserfolg entscheidet. Deshalb werden unsere Hilfsmittel standardmäßig am Tag der Bestellung versendet. Für spezielle Fälle steht unser bundesweiter Außendienst den Fachhandelspartnern auch vor Ort und beim Patienten zur Seite. In vielen europäischen Ländern ist SLK durch Stützpunkthändler vertreten. Regelmäßige Schulungen und Trainingsprogramme sichern einen hohen Standard bei der Versorgung der Patienten.

## Schaumstoff- und Hybridprodukte

---

Über Jahre hinweg wurde unser Produktportfolio in Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegepersonal und Fachhändlern perfektioniert und auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt. Durch dieses Know-How wurde die bestehende Produktpalette um neue, innovative Schaumstoff- und Hybrid-Systeme ergänzt. Das Ergebnis sind therapeutisch hochwirksame Weichlagerungssysteme für den Einsatz in Klinik und Homecare. Die Systeme zeichnen sich durch hochwertige Schäume, besonders robuste Bezugsmaterialien und wasserdichte Reißverschlüsse aus. Die verwendeten Materialien entsprechen dem OEKO-TEX®-Standard 100 und sind nach dem CRIB 5 Testverfahren schwer entflammbar.

Für Fragen zu unseren Schaumstoff- und Hybridsystemen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an!

## PROPHYLAXE- UND THERAPIESYSTEM 5-ZONEN KALTSCHAUM




druckentlastende Wüfelstruktur



unterschiedliche Härtezonen



hochwertiger Kaltschaum



flüssigkeitsabweisender Reißverschluss

- 5-Zonen Kaltschaumkern mit Konturschnitten im Kopf-, Schulter-, Hüft-, Bein- und Fußbereich
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- Optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- Maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Für Patienten von 30 bis 130 kg Körpergewicht
- Bis Dekubitus-Stadium 2 nach EPUAP
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 Verfahren
- Hervorragendes Mikroklima
- Bezug getestet nach OEKO-TEX®-Standard 100, Schaum FCKW-frei

### FoamCare Comfort 120

Max. Patientengewicht 130 kg  
Dekubitus-Stadium 1 bis 2

bei niedrigem bis mittlerem Risiko

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1032

### Technische Daten

12 x 90 x 200 cm (H x B x L)  
12 x 100 x 200 cm (H x B x L)  
weitere Maße auf Anfrage

Polyurethan - Bi-Stretch-Bezug  
flüssigkeitsabweisend und waschbar  
bis 90° C • Schaumstoff: 5 Zonen  
Schaumstoff Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup>


### Lieferumfang

FoamCare Anti-Dekubitus-Matratze  
inklusive Polyurethan-beschichtetem  
Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeits-  
abweisenden Reißverschluss


**PROPHYLAXE- UND THERAPIESYSTEM  
3-SCHICHTIGE KOMFORTMATRAZE  
MIT BELÜFTUNGSKANÄLEN**



Kaltschaum in 3 Schichten



hervorragendes Mikroklima  
durch Belüftungskanäle



optimale Druckentlastung  
durch Profilschnitte



flüssigkeitsabweisender  
Reißverschluss



- 3-schichtige Komfortmatratze mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- Optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- Maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Für Patienten von 30 bis 180 kg Körpergewicht
- Bis Dekubitus-Stadium 3 nach EPUAP
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 Verfahren
- Hervorragendes Mikroklima
- Bezug getestet nach OEKO-TEX<sup>®</sup>-Standard 100, Schaum FCKW-frei

**ProfiSoft Comfort 150**

Max. Patientengewicht 180 kg  
Dekubitus-Stadium 1 bis 3

bei niedrigem bis mittlerem Risiko

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1034**

**Technische Daten**

15 x 90 x 200 cm (H x B x L)  
15 x 100 x 200 cm (H x B x L)  
weitere Maße auf Anfrage  
Polyurethan - Bi-Stretch Bezug  
flüssigkeitsabweisend und waschbar  
bis 90° C  
Schaumstoff: 3 Schichten-Schaumstoff • Raumgewicht 45/50/35 kg/m<sup>3</sup>

**Lieferumfang**

ProfiSoft Comfort 150 Anti-Dekubitus-Matratze inklusive Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss


## VISKOELASTISCHES SCHAUMSTOFFSYSTEM




- Profilierter, viskoelastischer Schaumstoff in 3-Zonen-Einteilung
  - Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
  - Einsinkverhalten mit Memo-Effekt
  - Optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
  - Maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- In zwei verschiedenen Höhen erhältlich:
- ViscoCare Comfort 120 – 12 cm hoch  
Bis Dekubitus-Stadium 2 nach EPUAP  
Für Patienten von 30 bis 130 kg Körpergewicht
  - ViscoCare Comfort 150 – 15 cm hoch  
Bis Dekubitus-Stadium 3 nach EPUAP  
Für Patienten von 30 bis 200 kg Körpergewicht
  - Bezug getestet nach OEKO-TEX®-Standard 100, Schaum FCKW-frei



Randzonenverstärkung



Druckentlastung durch 3 verschiedene Härtezonen



Noppenstruktur wirkt Wärmestau entgegen



flüssigkeitsabweisender Reißverschluss

### ViscoCare Comfort 120 / 150

#### ViscoCare Comfort 120

Max. Patientengewicht 130 kg  
Dekubitus-Stadium 1 bis 2

#### ViscoCare Comfort 150

Max. Patientengewicht 200 kg  
Dekubitus-Stadium 1 bis 3  
bei niedrigem bis mittlerem Risiko

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1033**

### Technische Daten

12 / 15 x 90 x 200 cm (H x B x L)  
12 / 15 x 100 x 200 cm (H x B x L)  
weitere Maße auf Anfrage  
Polyurethan - Bi-Stretch-Bezug  
flüssigkeitsabweisend und waschbar bis 90° C  
Schaumstoff: Noppenschaumstoff  
Raumgewicht 50/40 kg/m<sup>3</sup>

### Lieferumfang


ViscoCare Comfort 120 / 150 Anti-Dekubitus-Matratze inklusive Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss



Randzonenverstärkung



einzelnd entnehmbare  
Polyurethan-Zellen



Druckentlastung durch Würfelf-  
struktur



- Dekubitusprophylaxe und Therapie bis Stadium 4 (nach EPUAP) unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- Für Patienten bis 195 kg Körpergewicht
- Automatische Druckventil-Regulierung (AVR)
- Spürbare Reduktion des Auflagedrucks
- Passt sich flexibel den Bewegungen des Patienten an
- Bezug hilft Reibung und Scherkräfte zu reduzieren
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- Atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- Keine Energiekosten
- Einfach zu reinigen / desinfizieren (keine elektrischen Teile)
- Geringe Wartungs- und Reparaturkosten
- Einzeln entnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaum

### GreenCare

Max. Patientengewicht 195 kg  
Dekubitus-Stadium I bis 4

bei niedrigem bis hohem Risiko

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.09.0XXX**  
(Hilfsmittelnummer beantragt)

### Technische Daten

18 x 90 x 200 cm (H x B x L)

Bezug: Polyurethan, Nylon

flüssigkeitsabweisend und  
chemothermisch aufbereitbar

Gewicht: 14 kg

### Lieferumfang

GreenCare Anti-Dekubitus-Matratze  
inklusive beschichtetem, flüssigkeits-  
abweisendem Nylon-Polyurethan-  
Bezug



10 Zellen mit integriertem Polyurethan-Schaumstoff Zellkern



Individuelle Druckregulierung



CPR-Funktion

- Dekubitusprophylaxe und Therapie bis Stadium 4 (nach EPUAP) unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- Aktive Druckentlastung durch 3 zu 1 Wechseldruck
- Für den Einsatz in der Schmerztherapie
- Für Patienten von 30 bis 180 kg Körpergewicht
- Bezug hilft Reibung und Scherkräfte zu reduzieren
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- Atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- 10 einzeln herausnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaumstoff
- Niedrigere Energiekosten
- Einfach zu reinigen / desinfizieren
- Geringe Wartungs- und Reparaturkosten

### BlueCare

Max. Patientengewicht 180 kg  
Dekubitus-Stadium I bis 4

(unter Berücksichtigung diverser Einflüsse)

**Hilfsmittel-Nr.: 11.29.09.1XXX**  
**(Hilfsmittelnummer beantragt)**

### Technische Daten

18 x 90 x 200 cm (H x B x L)

Bezug: Polyurethan, Nylon

flüssigkeitsabweisend und chemothermisch aufbereitbar

Gewicht: 11 kg

### Lieferumfang

BlueCare Anti-Dekubitus-System inklusive Steuereinheit und flüssigkeitsabweisendem Nylon-Polyurethan-Bezug



[www.slk-gmbh.de](http://www.slk-gmbh.de)

**SLK Vertriebsgesellschaft mbH**  
Lindenhorster Straße 38-40  
D-44147 Dortmund  
Telefon: +49 (0) 231 / 92 53 60 - 0  
Telefax: +49 (0) 231 / 92 53 60 - 29  
[info@slk-gmbh.de](mailto:info@slk-gmbh.de)

## Service

---

- Flächendeckender Außendienst
- Sichere und zertifizierte Aufbereitung in unserem Hygienecenter
- Reparaturen von eigenen Systemen und Fremdfabrikaten
- Schnelle Lieferung
- Konstante und langjährige Lieferfähigkeit auch für Ersatzteile und Zubehör
- Unterstützung von Fachhandel, Krankenkassen und Patienten vor Ort

## Schulungen

---

- Produktschulungen im Sinne des §31 MPG zu unseren SLK-Systemen
- Schulungen zum Thema Dekubitus (Ursachen, Therapieformen uvm.)
- Apparative Intermittierende Kompressionstherapie - Produkt- und Anwenderschulungen für SLK-Produkte



medic  ions

■ Stegemanstraße 5-7 56068 Koblenz  
■ Tel: 02 61-133 88-0 Fax: 02 61-133 88-22  
■ Onlineshop: [www.burbach-goetz.de](http://www.burbach-goetz.de)  
■ E-Mail: [info@burbach-goetz.de](mailto:info@burbach-goetz.de)