

Elektrischer Selbstfahrantrieb für Faltrollstühle

Heymer- Rasant



■ Hilfsmittel Nr. 18.99.05.0018

■ Für Rollstühle von 36 bis 56 cm Sitzbreite

Das weitere Lieferprogramm von

Rehatechnik Heymer GmbH:

I. Zusatzantriebe für Rollstühle

- **Heymer-Rasant** als Selbstfahrer
- **Heymer-RadUn** als Schiebehilfe, auch für Pflegestühle
- **Heymer-Push** als Schiebehilfe bis 150 kg
- **Heymer-Push XL** als Schiebehilfe bis 200 kg
- **Heymer-DoppelPush** als Schiebehilfe für Faltrollis ab SB 70 cm, bis 300 kg

II. Liftersysteme

- **KlemmLi** als Standlifter
- **HeWo 130** als Aufricht- und Tuchlifter
- **HeWo 160** als Aufricht-, Tuch- und Badelifter
- **UNO** als transportabler Deckenlifter
- **DUO** als Deckenlifter von Raum zu Raum


III. Zubehör für Heymer-Liftersysteme

- verschiedene Hebeseite passend für alle **Heymer**-Lifter

IV. Barrierefreies Bauen

- **DuSi** – behindertengerechtes Duschen ohne Umbau
- **UNO** – als Sonderlösung für z.B. Zugänge
- **DUO** – überwindet sogar Treppen
- **Hub-E** – transportable Hubbühne

Ihr Sanitätsfachhandel



Heymer-Rasant

Der **Heymer-Rasant** ist ein elektrischer Zusatzantrieb für den Rollstuhlfahrer, der an nahezu alle Faltrollstühle und viele Pflegestühle angebaut werden kann. Der Zusatzantrieb verwandelt Ihren Faltrollstuhl in einen Elektrorollstuhl, wobei nahezu alle Vorteile des Faltrollstuhls erhalten bleiben. Die Gesamtbreite des Rollstuhls ändert sich nicht durch den Anbau des Zusatzantriebes und der Stuhl bleibt weiterhin faltbar.



Die individuell programmierbare Joysticksteuerung, mit welcher der Rollstuhl gefahren wird, kann links oder rechts vor dem Seitenteil montiert werden.



Zum Anfahren an Tische oder Hindernisse wird die Steuerung zur Seite weg geschwenkt.



Die Antriebsmotoren sorgen für ein exzellentes Fahr- und Bremsverhalten. Wenn die Magnetbremsen gelöst werden, kann der Rollstuhl über die Greifreifen gefahren werden.



Wenn die Begleitperson den Rollstuhl fahren möchte, kann die Joysticksteuerung an Zusatzgriffe (Optional) hinter den Rollstuhl montiert werden.



Zum Verladen des Rollstuhls wird nur der Akku entnommen. Der Rollstuhl kann trotz der Antriebsmotoren gefaltet werden. Wer es noch leichter haben möchte, kann die Antriebsräder zusätzlich per Steckachse entfernen.

Technische Daten

Radgröße	24"
Motor	Permanentmagnetmotor 24 V
Getriebe	selbsthemmendes Schneckenradgetriebe
Bremse	Elektrische Magnetbremse
Wartungsfreier Akku	2 x 12 V/15 Ah
Betriebs- und Lagertemperatur	- 15° C bis + 40° C
Sicherung in der Akkueinheit	1 x Thermosicherung 30 A
Ladegerät	24 V/4 A
Vorwärtsgeschwindigkeit*	0-5,8 km/h
Rückwärtsgeschwindigkeit*	0-3,5 km/h
Max. Reichweite in der Ebene*	20 km
Max. Steigfähigkeit*	15%
Max. Neigungswinkel	15 %
Max. zulässiges Gesamtgewicht	150 kg
Gewicht:	
Gewicht jeder Motoreinheit	3,0 kg
Akkugewicht	7,5 kg mit Tragegriff
Gesamtgewicht	15 kg
Sitzbreite des Rollstuhls	36-56 cm
Sitzhöhe des Rollstuhls	ab 38 cm

* unter Testbedingungen

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

