

# ROHO® SELECT® Serie



## Sitzkissen zur Positionierung



Seit über 30 Jahren steht ROHO® durch das Prinzip der Trockenfloatation und Innovation für hochwertige Anti-Dekubitus Versorgung. Eine korrekte Sitzpositionierung ist für jeden Menschen von hoher Wichtigkeit; ganz gleich, wie aktiv er ist und unabhängig vom Alter.

## SELECT® - die Positionierungskissen mit optimalem Hautschutz.

Fehlhaltungen wie z.B. ein Beckenschiefstand fördern einseitige Druckspitzen und erhöhen somit das Risiko an einem Dekubitus zu erkranken.

Eine Individuelle Positionierung stabilisiert den Anwender während des Sitzens und unterstützt somit die Dekubitusprophylaxe und -therapie.


Die neue Produktserie SELECT®, ermöglicht durch sein modernes und innovatives Vierkammersystem eine individuelle und adäquate Positionierung.

Das Kissen passt sich dem Nutzer an. Ist der Anwen-

der korrekt positioniert, wird durch Unterstützung des ISOFLO® Memory Control® System die Sitzposition „gespeichert“. Diese Möglichkeit vermeidet Druckspitzen, reduziert Reibung und unterstützt den Anwender in seiner Funktionalität.

Das ISOFLO® Memory Control® System ist einfach per Knopfdruck zu bedienen und verbindet den bekannten ROHO®-Hautschutz mit optimaler Positionierung.

**Auf die ROHO®-SELECT®-Serie gewährt Etac drei Jahre Garantie!**



### ISOFLO® Memory Control®

Einfache Positionierung während des Sitzens durch das ISOFLO® Memory Control®.

## ROHO® QUATRO® SELECT® Kissen

Das QUADTRO SELECT setzt Maßstäbe in der umfassenden Verwirklichung des Sitzens. Jeder einzelne Benutzer profitiert von der individuellen Anpassung an seine Bedürfnisse durch einfaches Bedienen des Druckknopfes. Das revolutionäre ISOFLO® Memory Control® bietet dynamische Anpassungsmöglichkeit für den Benutzer während des Sitzens und erlaubt schnelle und leichte Einstellung zur Optimierung der Wirksamkeit.

**Auf die ROHO®-SELECT®-Serie gewährt Etac drei Jahre Garantie!**



QUADTRO SELECT  
mit 10 cm Noppenhöhe.



QUADTRO SELECT  
mit 5 cm Noppenhöhe.

### Stabile Sitzpositionierung bei größtmöglichem Hautschutz

Mit der dynamischen Einstellungsmöglichkeit des QUADTRO SELECT Kissens muss der Schutz der Haut zur Erzielung der Sitzstabilität und besseren Sitzpositionierung nicht zurückgestellt werden. Das QUADTRO SELECT Kissen bietet stabile Sitzposition bei größtmöglichem Hautschutz.

HIGH PROFILE, 10 cm			
Maß:	Art.-Nr.:	Maß:	Art.-Nr.:
30 x 30 cm	34QS66C	43 x 43 cm	34QS99C
30 x 34 cm	34QS67C	43 x 48 cm	34QS910C
34 x 34 cm	34QS77C	43 x 52 cm	34QS911C
34 x 38 cm	34QS78C	48 x 38 cm	34QS108C
34 x 43 cm	34QS79C	48 x 38 cm	34QS109C
38 x 34 cm	34QS87C	48 x 48 cm	34QS1010C
38 x 38 cm	34QS88C	48 x 52 cm	34QS1011C
38 x 43 cm	34QS89C	52 x 43 cm	34QS119C
38 x 48 cm	34QS810C	52 x 48 cm	34QS1110C
43 x 38 cm	34QS98C	52 x 52 cm	34QS1111C
HMV-Nr.:	11.11.02.0031 / Neue HMV-Nr.: 11.39.03.X.XXX		

LOW PROFILE, 5 cm			
Maß:	Art.-Nr.:	Maß:	Art.-Nr.:
30 x 30 cm	34QS66LPC	43 x 43 cm	34QS99LPC
30 x 34 cm	34QS67LPC	43 x 48 cm	34QS910LPC
34 x 34 cm	34QS77LPC	43 x 52 cm	34QS911LPC
34 x 38 cm	34QS78LPC	48 x 38 cm	34QS108LPC
34 x 43 cm	34QS79LPC	48 x 43 cm	34QS109LPC
38 x 34 cm	34QS87LPC	48 x 48 cm	34QS1010LPC
38 x 38 cm	34QS88LPC	48 x 52 cm	34QS1011LPC
38 x 43 cm	34QS89LPC	52 x 43 cm	34QS119LPC
38 x 48 cm	34QS810LPC	52 x 48 cm	34QS1110LPC
43 x 38 cm	34QS98LPC	52 x 52 cm	34QS1111LPC
HMV-Nr.:	11.11.02.0031 / Neue HMV-Nr.: 11.39.03.X.XXX		